

Produkter för laboratorier och renrum



 **nordic biolabs**

Nordic Biolabs AB, Box 7293, 187 14 Täby, Tel vxl 08-630 85 00, Tel order 08-630 85 10
info@nordicbiolabs.se, www.nordicbiolabs.se



Skyddskläder

Vårt sortiment innehåller en mix av allt från skoskydd till overaller.

Renrumshandskar

Våra renrumshandskar, SHIELDskin Xtreme, är märkta utifrån hur många gånger de tvättats och anger därför hur mycket partiklar de innehåller, vilket ger ett bra mått på hur väl de passar i renrum.



Rengöring och desinfektion

Här återfinns olika alternativ för rengöring av ytor, lokaler och produkter. Det är både SIP (sterile in place) och CIP (clean in place). Indränkta torkdukar finns med olika desinfektionsmedel såsom etanol, IPA, hypoklorit samt sporicider i form av Zyceine och Qceine. Denaturerad och odenaturerad sprit från CCS Kemetyl.



Handdesinfektion, tvål och hudkräm

För dig som yrkesmässigt och ofta desinficerar och tvättar dina händer har vi ett lämpligt sortiment av-produkter ur DAX-sortimentet från CCS.

Steriliseringsindikatorer

Vi har ett brett sortiment av produkter med indikatorer för ångsterilisering, torrsterilisering och väteperoxid.



Ytprovtagning

I sortimentet finns swabtest och en rad strålade tryckplattor med hållbarhet i rumstemperatur upp till 9 månader förpackade för att passa rätt nivå på rensrumsklass.

Färdiggjutna plattor & färdiga medier

Vi har plattor för hygienkontroll i renrum från PMM. PMM - PharmaMedia Dr. Müller GmbH, är startat av de tidigare ägarna av Heipha.



Laboratorie-, läkemedels- & vaccinkylar frysar och lågtemperaturfrysar

Labcold har läkemedels- och vaccinkylar för förvaring av läkemedel och vacciner under kontrollerade förhållanden. Labcold gnistfria kylar/frysar är tillverkade så att inga gnistor kan bildas. Kylarna/frysarna är utrustade med lås för att förhindra obehörig åtkomst. Finns i ett antal olika storlekar från kompakt bänkmodell till stora fristående skåp. I sortimentet finns även lågtemperaturfrysar från vår leverantör NuAire.



Temperaturloggning

Placera Euprys trådlösa datalogger i kyl/frys/ugn/inkubator/transport etc. och få all information i den licensfria mjukvaran. Larm skickas via SMS och e-post. När det är dags för kalibrering skickar Eupry en ny datalogger som är kalibrerad enligt ISO 17025 och ni skickar tillbaka den gamla. Samtliga certifikat finns tillgängliga i mjukvaran.

Säkerhetsbänkar

Monolistiska säkerhetsbänkar av hög kvalitet från NuAire. Class I, Class II Type A2, Class II Type B1, Class II Type B2. 6 års garanti inklusive filter.

Vattensystem

Sartorius erbjuder ett brett sortiment av vattensystem för typ 1, 2 och 3 vatten. Täcker behovet för alla lab, från det lilla utan tillgång till vatten till det stora med kombinerade system.

CO₂ Inkubatorer

NuAire Laboratory CO₂ inkubatorer finns med både "direct heat" och "water jacket" samt med kopparinredning för att minimera risken för kontaminering.

Trippelpackade produkter

Med trippelpackade produkter minskar risken för kontaminering att nå känsliga produktionsområden vilket ger en ökad säkerhet i sterila miljöer. Från TPP finns ett färdigt sortiment av trippelpackad cellodlingsplast, men vi erbjuder också möjligheten att förpacka glasögon, pennor, sopsäckar och annat som tas in i renrumsmiljön.

Pipettering- Picus Nxt

Picus® Nxt är en elektronisk pipett där det medföljer ett ISO 17025 certifikat på trepunktskalibrering. Pipetten kan ställas in för att påminna när det är dags för service och kalibrering efter passerat datum låser sig pipetten för användning. För att inte ickeauktorerade ändringar ska kunna göras på lagrade program och settings har pipetten lösenordsskydd i två nivåer.

Filterspetsar Low retention

Högkvalitativa spetsar med extra hydrofobisk yta och extra stort utrymme mellan filter och prov.

Robotspetsar

Ritter är en oberoende tillverkare av spetsar för automatiserade system till ett väldigt bra pris. Spetsarna passar flera instrument från bla Tecan, Qiagen/Corbett, Perkin Elmer, Abbott Diagnostic, Bio-Rad, Beckman Coulter, Biotest med flera.

Pipettdoktorn, pipettkalibrering & service

Vi servar och kalibrerar alla märken, modeller och volymer. Service och reparation inkluderat i priset (ex reservdelar). Upphämtning av pipetter (regionerna kring Stockholm, Uppsala, Göteborg, Linköping, Örebro och Malmö/Lund). För snabbare service och kalibrering av enkanalspipetter används Pipettdoktorn i Täby. Pipettdoktorn i Helsingfors är ackrediterade av FINAS enligt SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ackrediteringsstandard.



Vågar

Sartorius sortiment av vågar passar alla lab, tillverkare, kvalitetskontroll och täcker allt från precisionsvåg till ultra-mikrovåg.

Kyvetter

Kyvetter från Starna för spektrofotometri gjorda av glas, plast eller kvarts. Finns i bland annat standardutförande, som mikroykvetter och flödesceller. Starna är ackrediterade enligt ISO 17025.

Referenssubstanser


SPEX är en ledande tillverkare av certifierade referensmaterial (CRM) och kalibreringsstandarder för analytisk spektroskopi och kromatografi. Komplet utbud av oorganiska och ekologiska CRM. Certifierade av DQS till ISO 9001: 2015 och ackrediterade av A2LA enligt ISO / IEC 17025: 2005 och ISO 17034: 2016. Omfattningen av ackreditering är den mest omfattande inom branschen och omfattar alla SPEX tillverkade produkter.

Reagens och kemikalier för forskning

Fujifilm/Wako - en världsledande tillverkare av reagenser inom kliniskdiagnostik och laboratoriekemikalier med ett omfattande sortiment av högsta kvalitet. Deras produkter är resultatet av över 75 års engagemang inom området In Vitro-diagnostik, när noggranna och snabba resultat krävs.

Homogenisering

Fast prep från MP Biomedical. Förbättra kvaliteten, maximera genomströmningen och öka kostnadseffektiviteten med Automatiserad lysis och homogenisering för DNA-, RNA- och proteinisolering.



Kontakta oss vid frågor eller funderingar kring produkterna i vårt sortiment.

Vi hjälper dig gärna!



Åke Wall
070 379 35 80
aw@nordicbiolabs.se

 **nordic biolabs**
www.nordicbiolabs.se

Nordic Biolabs AB, Box 7293, 187 14 Täby,
Tel vxl 08-630 85 00, Fax 08-630 09 05, info@nordicbiolabs.se