

NORDIC BIOLABS PRESENTERAR

Produkter för industri och renrum

1/2019

Agarplattor och medier från PMM för hygienkontroll i renrum - lång hållbarhet i RT



I sortimentet finns trippelpackade, strålade och enkelpackade plattor, samtliga produceras i Klass A med "click & safe"-funktion för att låsa locket. Plattorna packas i en termoförpackning som går att lyfta.

 **nordic biolabs**

www.nordicbiolabs.se info@nordicbiolabs.se ordertel 08-630 85 10

Energisnål och säker förvaring

Labcolds kylskåp för kliniskt bruk är anpassade i design och enligt de krav som ställs inom svensk sjukvård.

IntelliCold styrenhet registrerar automatiskt intern temperatur, dörröppning, automatisk avfrosning och är utvecklad för att säkra energiekonomisk förbrukning. Kylskåpen är designade för att tillmötesgå medicinska standarder och krav på enkel rengöring. Dörrarna är högerhängda som standard, omhängning sker mot en kostnad av 800 SEK.

- Trådlös datainsamling på modeller från 150 liter och uppåt
- Möjlighet för datainsamling 24/7 med SD-kort
- Tydlig temperaturdisplay
- Temperaturalarm vid för hög/låg temperatur
- "Öppen dörr" alarm
- Backup till larmen via batterier vid strömbrott
- Dörrlås med 2 nycklar

Kontakta oss gärna för mer information.



Modell: RLDG0110A och RLDF0110A	
Placering	Bord/väggmontering
Kapacitet i liter	36
Höjd x Bredd x Djup	538 x 450 x 510 mm
Vikt	30 kg
Hyllor	2
Temperaturområde (°C)	+2 till +8
Låstyp	Nyckellås (2 nycklar ingår)

Modell: RLDG1010A och RLDF1010A	
Placering	Fristående
Kapacitet i liter	340
Höjd x Bredd x Djup	1500 x 600 x 700 mm
Vikt	91 resp 79 kg
Justerbara hyllor	6
Temperaturområde (°C)	+2 till +8
Låstyp	Nyckellås (2 nycklar ingår)



Modell: RLDG0210A och RLDF0210A	
Placering	Bord/väggmontering
Kapacitet i liter	66
Höjd x Bredd x Djup	735 x 450 x 510 mm
Vikt	35 resp 34 kg
Hyllor	3
Temperaturområde (°C)	+2 till +8
Låstyp	Nyckellås (2 nycklar ingår)

Modell: RLDG0510A och RLDF0510A	
Placering	Under bord/bänk
Kapacitet i liter	150
Höjd x Bredd x Djup	835 x 600 x 600 mm
Vikt	54 resp 51 kg
Hyllor	3
Temperaturområde (°C)	+2 till +8°C
Låstyp	Nyckellås (2 nycklar ingår)

Combitherm-2 värmer och kyler samtidigt

Combitherm-2 CH 3-150 är utformad för simultan termal inkubering mellan -3°C och $+150^{\circ}\text{C}$. Två oberoende värme- och kylblock i samma hölje, kopplade till samma elektroniska styrkort minskar den upptagna ytan på lab. Det vänstra, kylande blocket styrs från vänstra sidan av kontrollpanelen. Det värmande högra blocket styrs från den högra sidan. Båda blocken styrs individuellt med program som kontrollerar bl.a. temperaturen och tiden. Kylningen ner till -3°C sköts med Peltier-teknologi, uppvärmningen till $+150^{\circ}\text{C}$ med PCB. Separeringen av kyla och värme ger snabba processer och förlänger instrumentets livslängd.



Art nr	Beskrivning	Listpris SEK	Just nu! SEK
BS-010418-AAA	Combitherm-2 CH 3-150	14 808	11 498
<i>Tillval</i>			
BS-010418-AK	B2-50, 2 hål Ø 48mm djup 58mm	1 310	998
BS-010418-BK	B10-16, 10 hål Ø 16mm djup 56mm	1 310	998
BS-010418-CK	B6-25, 6 hål Ø 25mm djup 40mm	1 310	998
BS-010418-DK	B23-1.5, 23 hål 1,5mL djup 35mm	1 310	998
BS-010418-EK	B18-12, 18 hål Ø 12mm djup 58mm	1 310	998
BS-010418-LK	B10-13, 10 hål Ø 13mm djup 30mm	1 310	998
BS-010418-KK	B5-29, 5 hål Ø 29mm djup 40mm	1 310	998


Reagens och kemikalier från världsledande Wako Chemicals

Wako - en världsledande tillverkare av reagenser inom klinisk diagnostik och laboriekemikalier med ett omfattande sortiment av högsta kvalitet. Deras produkter är resultatet av över 75 års engagemang inom området In Vitro-diagnostik, när noggranna och snabba resultat krävs.

I vårt omfattande sortiment finns bland annat följande reagenser och kit: NEFA, CH50 (Total Complement Activity), HDL-C, LDL-C (direkt), Free Cholesterol.

Vi har även ett stort sortiment av antikroppar för forskning t ex:

- L-012 - Biochemistry test
- Anti Iba1 Rabbit – For Immunocytochemistry
- TRX ELISA – Human thioredoxin (TRX) A sandwich ELISA with two different antibodies



Wakos hemsida: www.wako-chemicals.de

Vi har handskar för laboratorier och renrum från Shield Scientific

SHIELDskin™, En revolution inom handskteknologi

- Biokompatibel
- Inga mätbara rester av accelerators eller silicon
- Puderfri
- Resistent mot mikroorganismer och virus
- Ytbeständighet; 108 – 1010 Ω/sq. (ASTM D257-07)
- Utökad testning av kemisk permeation

Tillverkad enligt; ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003

Kontakta oss så berättar vi mer!



Behöver dina pipetter kalibreras eller servas?

Vi kalibrerar och servar alla märken och volymer.

Underhåll och kalibrering (service ingår i priset)

- 10 mätningar vid min- och maxvolym för bättre kvalitet och noggrannhet (=10.2).
- I multikanalpipetter testas samtliga kanaler.
- Service ingår i priset, exklusive reservdelar.



Kontakt

Åke Wall

ake.wall@nordicbiolabs.se

070 379 35 80

 **nordic biolabs**
www.nordicbiolabs.se

Nordic Biolabs AB, Box 7293, 187 14 Täby,

Tel vxl 08-630 85 00, Fax 08-630 09 05, info@nordicbiolabs.se