Pipettdoktorn hos Nordic Biolabs

Vi servar och kalibrerar alla märken och modeller.



Nu kalibrerar vi
multikanalspipetter på
laboratoriet i Täby.

nordic biolabs

www.nordicbiolabs.se pipett@nordicbiolabs.se 08 630 85 05

Om Pipettdoktorn

Pipettdoktorn erbjuder professionell kalibrering, service och reparation av pipetter — allt för att säkerställa kvaliteten i ditt arbete och förlänga livslängden på dina pipetter.

Pipettdoktorn är en del av Nordic Biolabs, en privatägd distributör av laboratorieprodukter, instrument och teknisk service som har funnits på den svenska marknaden sedan 1970.

Pipettdoktorn — etablerat 2018
År 2018 öppnade vi vårt pipettkalibreringslaboratorium, Pipettdoktorn™, på huvudkontoret i Täby, strax norr om Stockholm. Det gjorde det möjligt för svenska kunder att få sina pipetter kalibrerade lokalt.

Sedan 2021 är laboratoriet ackrediterat enligt ISO 17025, vilket säkerställer att våra kalibreringar uppfyller internationella krav på kvalitet och kompetens.

Kvalitet och miljö i fokus

Vi är certifierade och ackrediterade enligt:

- **ISO 9001** – Kvalitet
- **ISO 14001** – Miljö
- **ISO 17025** – Pipettkalibrering

Möt teamet!



Lisa Tibbelin
Manager Pipettdoktorn
08 630 85 26
lisa.tibbelin@nordicbiolabs.se



Albin Söderblom
Servicetekniker



Joanna Tagai
Servicetekniker



Mikael Selin
Servicetekniker



Nicoleta Ursu
Servicetekniker



Välkommen till vår nya kollega!

Pipettdoktorn fortsätter att växa, och vi är glada att kunna välkomna vår nya servicetekniker — Svitlana Semeniuk — till teamet!



Nu kalibrerar vi era multikanalspipetter i Täby!

Under 2025 har Pipettdoktorn utökat vårt laboratorium med Speedcal Mobile System. Det innebär att du nu kan få dina multikanalspipetter kalibrerade lokalt på laboratoriet i Täby.

Med vår nya multikanalsvågutrustning kan vi nu erbjuda snabb kalibrering av multikanalspipetter direkt på plats i Täby. För dig som kund innebär det kortare ledtider, mindre transporthantering och ökad trygghet.

> **OBS:** Kalibrering av multikanalspipetter upp till 10 µl, samt ackrediterad kalibrering av multikanalspipetter, utförs av vår samarbetspartner Sartorius i Finland.



Vi välkomnar både nya och befintliga kunder att ta del av denna förbättrade tjänst. Har du frågor om våra tjänster? Tveka inte att kontakta oss — vi hjälper dig gärna!

Pipettkalibrering & service

Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom kalibrering, underhåll, reparation och utbildning — för att du ska kunna bibehålla kvaliteten i ditt arbete och förlänga livslängden på dina pipetter.

Vår process:

1. **Välj servicenivå***
2. **Skicka in pipetter** *(vi erbjuder även upphämtning av pipetter)*
   Rengör dina pipetter med 70% etanol och fyll i dekontamineringsintyget. Dekontamineringsintyget finns att ladda ner på vår hemsida — www.nordicbiolabs.se/pipettdoktorn

   Packa pipetter, ifyllt dekontamineringsintyg samt spetsar, om så önskas, och skicka till:

   Nordic Biolabs AB
   Att. Pipettdoktorn
   Ritarslingan 16A
   187 66 TÄBY
3. **Underhåll**
   Dina pipetter rengörs, smörjs och monteras enligt tillverkarens instruktioner.
4. **Åtgärder**
   Vid behov utför vi service och reparation på dina pipetter, vilket ingår i priset (exkl. reservdelar). Du erbjuds ett kostnadsförslag när kostnaden för reservdel överstiger 600 kr/pipett.
5. **Kalibrering**
   Uppfyller gällande MPE-toleranser i ISO 8655:2022 med originalspetsar eller kundens spetsar (6 spetsar per kanal).

   I multikanalspipetter testas samtliga kanaler.
6. **Rapport**
   Efter avslutad service återfår du dina pipetter tillsammans med en service- och kalibreringsrapport.

***Servicenivåer**

Nivå	Innehåll	Förtest	Underhåll	Mätningar	Rapport	Certifikat ISO 17025
1	Precalibration	✅	⛔	5 eller 10 mätningar på 2 eller 3 volymer	✅	⛔
2	Maintenance & Calibration (5.2)	⛔	✅	5 mätningar på 2 volymer	✅	⛔
3	Maintenance & Calibration (10.2)	⛔	✅	10 mätningar på 2 volymer	✅	⛔
4	Maintenance & Calibration (10.3)	⛔	✅	10 mätningar på 3 volymer	✅	⛔

Ackrediterad pipettkalibrering & service

Vi erbjuder ackrediterad kalibrering enligt ISO 17025, vilket garanterar att våra mätresultat är spårbara, tillförlitliga och uppfyller internationella kvalitetskrav.

Varför ackrediterad kalibrering?

☑ Rekommenderas för verksamheter med höga kvalitetskrav, certifieringar eller regulatoriska krav.
☑ Utförs enligt ISO 17025 med spårbarhet till internationella standarder.
☑ Inkluderar fullständig dokumentation och certifikat.

	Förtest	Underhåll	Mätningar	Rapport	Certifikat ISO 17025
Accredited Calibration (ISO 17025)	✅	✅	10 mätningar på 3 volymer	✅	✅

Pipettakademin — utbildning och seminarier

Vill du öka precisionen, noggrannheten och komforten i ditt pipetteringsarbete? Våra seminarier kombinerar teori och praktisk träning för att ge dig de verktyg du behöver för pålitliga resultat varje gång.

På seminariet får du lära dig:


- Pipetteringsteknik
- Säkerställ noggrannhet och precision i alla steg
- Identifiera och förebygg vanliga felkällor
- Underhåll och kalibrering enligt ISO 8655
- Ergonomi och riskminimering i vardagen

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!



Nordic Biolabs — vi är mer än vår service

Nordic Biolabs erbjuder ett brett sortiment av labbprodukter och är ledande inom områden som transfusion, cellodling, mikrobiologisk provtagning för diagnostik såväl som kontroll av produktionsmiljöer samt molekylärbiologi. Upptäck vårt utbud av labbprodukter och instrument inom områdena...



Life science



Transfusion



Diagnostik



Renrum

... för att nämna några. Se hela sortimentet på vår hemsida!

Kontakta oss

Vid frågor som rör Pipettdoktorn, priser, serviceavtal eller upphämtning av pipetter är du välkommen att kontakta oss.

Pipettdoktorn

Adress	Ritarslingan 16A, 187 66 Täby
Öppetider	08.00-16.30 (08.00-16.00 sommartid)
Hemsida	www.nordicbiolabs.se/pipettdoktorn
Tel direkt	08 630 85 05
E-post	pipett@nordicbiolabs.se

nordic biolabs

Nordic Biolabs AB, Ritarslingan 16A, 187 66 Täby
Tel vxl 08-630 85 00, info@nordicbiolabs.se

Calibrates and maintains
all makes – all models – all volumes

PIPETTE DOCTOR