Nordic Biolabs

Dekontamineringsintyg för service

Allmän information

Gäller både platsservice och inskick

Projektnummer (ifylls av NBL)

Kontaktnamn

Telefonnummer

Adress

Datum

Instrumenttyp

Orsak

Säkerhetsbedömning

Gäller både platsservice och inskick

1. Skyddsklass för smittrisk i labbet där instrumentet används (För förtydligande om klasser se bilaga: Information om smittriskklasser)

☐ Klass 1 ☐ Klass 2 ☐ Klass 3 ☐ Klass 4 ☐ Annan:

OBS!

- Vid klass 2 eller 3 måste instrumentet vara dekontaminerat och flyttat ut ur labbet innan service kan utföras.
- Vid klass 4 måste kunden säkerställa att all skyddsutrustning finns tillgänglig för berörd serviceingejör.
- Om det inte kan flyttas: kunden ansvarar för ledsagare, skyddsutrustning och skyddskläder till NBL:s serviceingenjör.

2. Skyddsutrustning

Krävs/rekommenderas labbrock, handskar, skyddsglasögon etc.?

☐ Ja ☐ Nej

Om Ja, specificera:

Exponering av instrumentet

Gäller både platsservice och inskick

3. Har instrumentet använts med något av följande?

Radioaktivt: ☐ P-32 ☐ I-125 ☐ S-35 ☐ C-14/H3 ☐ Annat:

Biologiskt: ☐ Levande mikroorganismer/virus

☐ Humant blod, serum, vävnad, kroppsvätskor

☐ BSE, SCRAPIE eller liknande agens

Specificera:

Kemikalier: ☐ Starka syror/baser

☐ Carcinogena/teratogena ämnen (t.ex. EtBr)

☐ Farliga lösningsmedel

Specificera:

Andra farliga ämnen:

Exponering av arbetsmiljö

Gäller platsservice

4. Exponeras laboratoriemiljön av något av följande?

Radioaktivt: ☐ P-32 ☐ I-125 ☐ S-35 ☐ C-14/H3 ☐ Annat:

Biologiskt: ☐ Levande mikroorganismer/virus

☐ Humant blod, serum, vävnad, kroppsvätskor

☐ BSE, SCRAPIE eller liknande agens

Specificera:

Kemikalier: ☐ Starka syror/baser

☐ Carcinogena/teratogena ämnen (t.ex. EtBr)

☐ Farliga lösningsmedel

Specificera:

Andra farliga ämnen:

Dekontaminering

Gäller både platsservice och inskick

5. Åtgärder som vidtagits för dekontaminering av utrustning och ev. arbetsområde:

Intyg

Jag intygar att instrumentet (och arbetsområdet vid platsservice) har dekontaminerats enligt gällande rutiner och att alla riskämnen som kan ha förekommit har identifierats.

Underskrift

Namn (textat)

Titel

Datum

Förtydligande användning

- Vid service på plats: fyll i hela formuläret, inklusive punkt 4 (arbetsmiljö).
- Vid inskick av instrument: fyll i hela formuläret, men punkt 4 kan utelämnas. Lägg intyget i transportboxen tillsammans med instrumentet.

Bilaga: Information om smittriskklasser

(Följer Arbetsmiljöverkets indelning och internationell standard)

Skyddsklass 1 (Riskklass 1, Låg risk)

Mikroorganismer som normalt inte orsakar sjukdom hos människor eller djur.

Exempel: vanliga odlingsstammar av *E. coli* (K12), jäst.

Inga särskilda skyddsåtgärder utöver basala rutiner.

Skyddsklass 2 (Riskklass 2, Måttlig risk)

Mikroorganismer som kan orsaka sjukdom, men där effektiv förebyggande åtgärd eller behandling normalt finns.

Exempel: *Staphylococcus aureus*, hepatit A-virus.

Kräver biosäkerhetsnivå 2-labb (BSL-2) med begränsad åtkomst, skyddsutrustning och avfallshantering.

Skyddsklass 3 (Riskklass 3, Hög risk)

Mikroorganismer som orsakar allvarlig sjukdom och kan spridas till andra, men där behandling eller förebyggande åtgärder finns.

Exempel: *Mycobacterium tuberculosis*, SARS-CoV-2.

Kräver biosäkerhetsnivå 3-labb (BSL-3) med särskild ventilation, sluss och omfattande skyddsåtgärder.

Skyddsklass 4 (Riskklass 4, Mycket hög risk)

Mikroorganismer som orsakar livshotande sjukdom, sprids lätt och där effektiv behandling eller vaccin normalt saknas.

Exempel: Ebola-, Marburg- och Lassa-virus.

Kräver biosäkerhetsnivå 4-labb (BSL-4), högsta skyddsnivån med helkroppsdräkter och strikta säkerhetsbarriärer.