NORDIC BIOLABS PRESENTERAR

Produkter för provtagning och diagnostik

VET 1/2022



nordic biolabs

www.nordicbiolabs.se info@nordicbiolabs.se ordertel 08-630 85 10

Nordic Biolabs AB

Adress Box 7293, 187 14 Täby
Besöksadress Ritarslingan 16, 187 66 Täby
Telefon vxl 08 630 85 00
E-post info@nordicbiolabs.se
Hemsida www.nordicbiolabs.se



Det är enkelt att lägga en order i vår webshop. Med inloggning syns dessutom eventuella avtalspriser. Det går också bra att kontakta vår kundservice-avdelning via telefon eller e-post. Varmt välkommen! Vi hjälper dig gärna.

Kundservice öppettider
Måndag - fredag 08.00-16.30 (sommartid 16.00).

Telefon 08 630 85 10
E-post info@nordicbiolabs.se
E-mail reklamationer complaints@nordicbiolabs.se



Kontakt
Anders Johnsson
073 461 50 66
anders.johnsson@nordicbiolabs.se

Blixtlåspåsar med skrivfält



Påsarna är tillverkade av miljövänlig polyeten och försedda med blixtlås.

Påsarna är 0,050 mm tjock.

I sortimentet finns även andra storlekar och påsar utan skrivfält.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Art nr	Beskrivning	Antal/fp
270060	Blixtpåsar 70 x 100 mm med skrivfält	1000st
270064	Blixtpåsar 100 x 150 mm med skrivfält	1000st
270068	Blixtpåsar 120 x 180 mm med skrivfält	1000st
270076	Blixtpåsar 150 x 250 mm med skrivfält	1000st
270075	Blixtpåsar 170 x 230 mm med skrivfält	1000st

Förbättrad provtagning med flockade pinnar

Copans patenterade flockade formgjutna provpinnar har en topp/svabb med storlek och form anpassad efter vilken typ av prov som ska tas.
Applikatortoppen/svabben är belagd med korta Nylon® fibrer. Processen kallas flockning och skapar ett mycket absorberande tunt skikt med en öppen struktur.





Kapillärkraften mellan fibertrådarna möjliggör en stark hydrofil upptagning av det vätskeformiga provet och provet håller sig nära ytan vilket gör att det lättare elueras i vätskan.

Copans flockade provpinnar är mångsidiga och perfekta för bakteriologiska prover, virologi, ”DFA testing”, ”Rapid Direct Testing”, EIA, PCR/ molekylärbaserade analyser, samt för rättsmedicinska tillämpningar.

UTM® - för insamling, transport och förvaring av virus

- UTM®, Universal Transport Medium™ är ett transportmedium för virus som är stabilt i rumstemperatur och kan förvaras fryst under lång tid.
- Kompatibel med virusstammar såsom influensa H1N1, Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma och Covid-19.
- UTM® har använts framgångsrikt för antigentester, DFA, odling och för molekylärbaserade analyser.



UTM®

FLOQ family

Copan innovating together

Hopfällbart rack för kompakt lagring och "pop-up" för snabb användning

- Tillverkad av polypropen.
- Rymmer rör om 15 och 50 ml
- Stapelbara
- Ej autoklaverbar





Artnr	Beskrivning	Beskrivning	Antal/fp	Listpris SEK	Just nu! SEK
HS24320B	Pop-Up Tube Rack 15/50mL	Combo, Blue	2	387	330
HS24320P	Pop-Up Tube Rack 15/50mL	Combo, Pink	2	387	330

Ekonomiskt, hållbart rack av polypropen

- Kan användas i vattenbad
- Öppen design gör att prover kan inkuberas vid samma temperatur
- Autoklaverbar



Artnr	Beskrivning	Listpris SEK	Just nu! SEK
HS243071B	Fold & Snap Tube Rack 21mm 40-Place, Blue	155	132

Flexibla multirörsrack underlättar arbetet på labbänken

Varje fack anpassar sig efter 12 mm-30 mm (5 ml-50 ml) rörstorlek, autoklaverbar, 2-pack.



Artikelnummer	Färg	Rör
HS120184	Rack 1: Blå/Grön Rack 2: Grön/Blå	5-50 mL
HS120185	Rack 1: Blå/Gul Rack 2: Gul/Blå	5-50 mL
HS120187	Rack 1: Blå/Blå Rack 2: Blå/Blå	5-50 mL
HS120189	Rack 1: Rosa/Rosa Rack 2: Rosa/Rosa	5-50 mL
HS120190	Rack 1: Gul/Gul Rack 2: Gul/Gul	5-50 mL

Erbjudandena i utskicket är giltiga t o m 2022-06-30 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs. Moms och frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.

NY LEVERANTÖR - BRADY

Etiketter, skrivare och mjukvara

Hållbara etiketter för labb

Från Brady erbjuder vi etiketter i en mängd olika material, former, storlekar och motståndskraft.
I sortimentet återfinns bland annat etiketter gjorda för att motstå extrema temperaturer och tuffa kemikalier, listade nedan;

- Frysmiljö (-80°C)
- Flytande kvävemiljö (-196°C)
- Autoklavmiljö (+121°C)
- Varmvattenbad (100°C)
- Kemikalier och lösningsmedel (Xylen, DMSO och etanol)


Conical, Tube and Vial


Bottle Tamper Seal


Vial Top



General Lab ID


Centrifuge and Microcentrifuge


Slide


Tissue Cassette


Straw and Rod


Glassware and Container


Well Plate


Sterilisation

Skrivare

Mobila och stationära etikettskrivare samt mjukvara för att ta fram etiketter utifrån varje labbs specifika behov.



Smart minicentrifug och vortex i ett



Combi-Spin, Mini-Centrifug/Vortex FVL-2400N är avsedd för hantering av mikrorör, typiskt mellan 0,2mL – 2mL.

Rören kan vortexas i den vita koppen i mitten av locket och centrifugeras därefter i samma enhet.
Upp till 2800 rpm (upp till 500G).

Art nr	Beskrivning	Listpris SEK	Just nu! SEK
BS-010202-AAA	FVL-2400N Combi-Spin, Mini-Centrifug/Vortex	4 244	3 610

Vortex



V-1 plus personal vortex är ett perfekt instrument för både skonsam mixning och mer kraftfull resuspendering av celler och biologiska/ kemiska lösningar.

Mixar 1 provrör åt gången, 1,5 – 50 ml.
Två olika inställningar:
1. kontinuerlig drift
2. Impulsdrift aktiverad genom att trycka ned röret mot plattformen

Art nr	Beskrivning	Listpris SEK	Just nu! SEK
BS-010203-AAG	V1-Plus Personal Vortex	2 220	1 890

Vagga för provrör och påsar



Mini Rocker–Shaker MR-1 ger kontrollerad, skonsam, reciprok vaggning med 7° lutning och en frekvens mellan 5 och 30 oscilleringar/ minut. Idealisk för blodrör, trombocytpåsar, diverse provrör och inte minst avfärgning av geler efter elektrofores (Northern, Southern och Western blot), max last 1kg. Kan placeras i kylrum eller inkubator. Drifttemperatur +4°C till +40°C.



Med den direkta drivmekanismen och borstlösa motorn får ni tidsinställd vaggning upp till sju dagar (168h) alternativt säker, non-stop drift i upp till 2 år.

Vaggans plattform är försedd med en halkfri, temperaturresistent silikonmatta som stabiliserar provet. En pigg-försedd PDM-matta finns som tillval för bättre förankring av prover i olika format.

biosan
Medical-Biological Research & Technologies

Art nr	Beskrivning	Listpris SEK	Just nu! SEK
BS-010152-AAG	MR-1, standard platform	5 100	4 335
Tillval			
PDM	Pigg-försedd PDM-matta	334	285

Spara plats med kombinerad blodvagga och slangsvets

Kombinera blodvaggan Bagmatic NOVO LS med slangsvetsen Sealmatic C och få en kompakt och smidig arbetsstation. Smart och enkelt att jobba med.



LED indikator som under blodgivningen visar aktuell status/varningar/ fel.



Klämma med slangdetek-tion för enkel och smidig användning



Effektiv 3D-mixning med justerbar hastighet



Plats för batteri som möjliggör flexibel blodgivning även i fält.



Tydlig pekskärm i färg med intuitiv navigering, tydlig visning av felmed-delande och animerade hjälpinstruktioner



Plats för batteri som möjliggör flexibel blodgivning även i fält.



LED indikator som visar batteristatus och svetsningsgrad




Ergonomiskt svetshuvud med stänkskydd och LED som indikerar när svetsningen är klar

Läkemedels- och vaccinkylar

Labcold Pharmacy-serie med IntelliCold®-processorn har designats och utvecklats för att förvara vacciner och läkemedel enligt gällande medicinska krav och normer beträffande säkerhet och spårbarhet.

- Automatisk kontroll och registrering av temperaturen och övriga kylfunktioner
- Flertal larmfunktioner, vid driftstörningar och avvikelser
- Back-upp ackumulator säkrar kontinuerlig loggning och larmfunktioner även vid strömavbrott
- Log-värden exporteras grafiskt och i tabellform genom anslutning av minneskort
- Uttag för fjärrlarm, kan även beställas med access-port för externa larmsystem
- Alla enheter försedda med lås och nycklar, alternativt med digitalt lås (DigLock)
- Levereras med glasdörr eller solid dörr.



Modell-1519, 404 liter –
full höjd, 6 flyttbara hyllor

BxDxH 600x700x1875mm

RLDG1519 Glasdörr, lås och nycklar
NU! 28 200 SEK
(ord pris 35 200 SEK)

RLDG1519DIGLOCK, Glasdörr, digitalt lås
NU! 30 500 SEK
(ord pris 38 100 SEK)

RLDF1519, Solid dörr, lås och nycklar
NU! 26 100 SEK
(ord pris 32 600 SEK)

RLDF1519DIGLOCK, Solid dörr, digitalt lås
NU! 28 400 SEK
(ord pris 35 500 SEK)

LABCOLD



Modell-0519, 150 liter – under bänk, 3 flyttbara hyllor

BxDxH 600x600x835mm

RLDG0519, Glasdörr, lås och nycklar
NU! 13 900 SEK
(ord pris 17 300 SEK)

RLDG0519DIGLOCK, Glasdörr, digitalt lås
NU! 16 200 SEK
(ord pris 20 200 SEK)

RLDF0519, Solid dörr, lås och nycklar
NU! 11 000 SEK
(ord pris 13 700 SEK)

RLDF0519DIGLOCK, Solid dörr, digitalt lås
NU! 13 300 SEK
(ord pris 16 600 SEK)

Modell-0219, 66 liter – bänkplacerad, 3 flyttbara hyllor

BxDxH 450x510x735mm

RLDG0219, Glasdörr, lås och nycklar
NU! 10 100 SEK
(ord pris 12 600 SEK)

RLDG0219DIGLOCK, Glasdörr, digitalt lås
NU! 12 400 SEK
(ord pris 15 500 SEK)

RLDF0219, Solid dörr, lås och nycklar
NU! 8 200 SEK
(ord pris 10 200 SEK)

RLDF0219DIGLOCK, Solid dörr, digitalt lås
NU! 10 600 SEK
(ord pris 13 200 SEK)



LABCOLD

Haemonetics ClotPro® Koagulationsanalys

Nordic Biolabs lanserar nu ytterligare en lösning för snabb och följsam koagulationsanalys. I tillägg till TEG-5000 och TEG6s börjar vi nu leverera ClotPro® från Hameonetics som nyligen förvärvade tekniken från Enicor GmbH i Tyskland.



Systemet är framtaget av Andreas Calatzis, en välkänd profil som ligger bakom ett flertal andra lösningar för tromboelastometri och är en pionjär inom området. ClotPro® erbjuder full korellation med andra konventionella utrustningar för viskoelastisk koagulationsanalys.

ClotPro® är en 6-kanals viskoelsatometrisk analysator som är avsedd att tillhandahålla snabb analys av koagulationsprocesser i helblod. Det är en unik kombinaton av avändarvänlighet, flexibilitet och snabb provhantering med 6 kanaler för parallella tester.



Active Tip™-teknik

ClotPro® erbjuder så kallad Active Tip®-teknik, vilken är utvecklad för att minimera hanteringen av reagenser vid analys av blodprover i apparaten.

Reagenserna, som är i torkad form, är placerade i ett poröst svamp-liknande material i pipettspetsen och överförs tillsammans med blodprovet till testcellerna på ett säkert och enkelt sätt.

Varje pipettspets levereras individuellt förpackad och kan lagras i rumstemperatur och minskar onödig kassation av reagenser.

HAEMONETICS®

Vi erbjuder följande standardtester för ClotPro®	
EX-test	Extrinsisk snabb överblick över hela koagulationsprocessen.
FIB-test	Detektion av funktionellt fibrinogen
IN-test	Heparindetektering, känslighet för FVIII
HI-test	IN-test med heparinblockering
AP-test	Undersökning av koagulation med hjälp av fibrinolysblockering
RVV-test	Hög känslighet för direkta orala antikoagulatia (DOACs)
ECA-test	Hög känslighet för Dabigatran
TPA-test	Undersökning av koagulation med hjälp av fibrinolysaktivering
NA-test	Icke aktiverad test

Kylda eller ventilerade centrifuger för små och stora laboratorier



- Centrifugerna och alla ingående komponenter tillverkas i Europa
- I sortimentet finns fler rotorer för olika typer av rör.

Några exempel på centrifuger för labb:

LISA passar de laboratorier som behöver en mindre bänkcentrifug med en kapacitet på upp till 2.5 L – den rymmer till exempel 96 rör i storleken 5-7 ml.

För större kapacitet finns **LOREENA** som rymmer 200 rör i storleken 5-7 ml.

Den blåa cylindern på sidan innehåller alla elektriska komponenter vilket underlättar vid behov av service. Hela cylindern byts enkelt ut och centrifugen är redo att användas igen. Givetvis felsöks, åtdärdas och återanvänds cylindern av AFI.

Smarta funktioner som underlättar din labvardag:

- **Centrifugens lock är utformat för att eliminera klämskador,**
- **Byte av rotor är extremt enkelt tack vare en vrid-och-klick funktion sk ”ClickSpin”**



Teknisk Sprit

För beställning krävs tillstånd från Skatteverket.

			
A-sprit 99,5%	F-sprit 95%	U-sprit 70%	S-sprit 99,5%
Absolut finsprit • Fermenterad alkohol som rektifierats och absoluterats till hög renhet • Uppfyller de flesta farmakopéers krav och används till läkemedel, livsmedel, kosmetika, för laboratorieändamål • 1000 ml och 5000 ml	Finsprit • Fermenterad etanol som rektifierats till hög renhet • Uppfyller de flesta farmakkopéers krav och används till läkemedel, livsmedel, kosmetika, för laboratorieändamål • 1000 ml och 5000 ml	Utspädd sprit • Utspädd fermenterad etanol är spädd med aqua purificata (avjoniserat och sterilfiltrerat vatten) • För rengöring och lösningar inom farmaci, tandvård samt hälso & sjukvård • 1000 ml, 1000 ml spray och 5000 ml	Spektrografsprit • Syntetisk rektifierad sam absoluterad etanol som når spektrografisk renhet (Pa-kvalitet) • För alla sammanhang där professionell analyskvalitet behövs • 1000 ml
Artikelnummer			
101100 - 1000 ml 103062 - 5000 ml	101101 - 1000 ml 103063 - 5000 ml	101103 - 1000 ml 101104 - 1000 ml spray 103196 - 5000 ml	101105 - 1000 ml



Behöver dina pipetter kalibreras eller servas?

Pipettdoktorn på Nordic Biolabs kalibrerar och servar alla märken och volymer.

- 10 mätningar vid min- och maxvolym för bättre kvalitet och noggrannhet (=10.2).
- I multikanalspipetter testas samtliga kanaler.
- Service ingår i priset, exklusive reservdelar.

Kontakta oss gärna för mer information
08 630 85 05, pipett@nordicbiolabs.se
Eller besök vår hemsida -
www.nordicbiolabs.se / Pipettdoktorn.

Pipettdoktorn Täby är nu ISO 17025 certifierat

ISO/IEC 17025 är en internationellt erkänd standard. Ackrediteringen innebär att laboratoriet godkänts av en oberoende part (Swedac) och garanterar att kalibreringarna utförs på ett tillförlitligt, kompetent, konsekvent och opartiskt sätt och med rätt noggrannhet.

Ackred. nr. 10489
Kalibrering
ISO/IEC 17025

Ackreditering av ett kalibreringslaboratorium innebär att
- kalibreringsresultaten är metrologiskt spårbara
- utförande och dokumentation är spårbara
- mätningarna utförs enligt validerade procedurer
- standarder och mätinstrument är tillförlitliga

Ackrediterade organ som utför kalibreringstjänster säkerställer att de uppfyller alla nödvändiga standarder samt lagstadgade krav och sektorskriterier när det gäller:
- teknisk kompetens, professionalitet och integritet
- riskhantering
- lämplig personal och utrustning
- rutiner för klagomål och överklaganden
- förmåga att konkurrera internationellt i enlighet med European Co-operation for accreditation's multilaterala avtal

Ackreditering enligt ISO/IEC 17025 innebär även att laboratoriet följer principerna för ledningssystem i ISO 9001.

Erbjudandena i utskicket är giltiga t o m 2022-06-30 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs. Moms och frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.

nordic biolabs
www.nordicbiolabs.se

Nordic Biolabs AB, Box 7293, 187 14 Täby,
Tel vxl 08-630 85 00, Fax 08-630 09 05, info@nordicbiolabs.se