NORDIC BIOLABS PRESENTERAR

Produkter för provtagning och diagnostik

VET 2/2022



nordic biolabs

www.nordicbiolabs.se info@nordicbiolabs.se ordertel 08-630 85 10

Nordic Biolabs AB

Adress	Box 7293, 187 14 Täby
Besöksadress	Ritarslingan 16, 187 66 Täby
Telefon vxl	08 630 85 00
E-post	info@nordicbiolabs.se
Hemsida	www.nordicbiolabs.se






Det är enkelt att lägga en order i vår webshop. Med inloggning syns dessutom eventuella avtalspriser. Det går också bra att kontakta vår kundservice-avdelning via telefon eller e-post. Varmt välkommen! Vi hjälper dig gärna.

Kontakt
Anders Johnsson
073 461 50 66
anders.johnsson@nordicbiolabs.se

Kundservice öppettider
Måndag - fredag 08.00-16.30 (sommartid 16.00).

Telefon	08 630 85 10
E-post	info@nordicbiolabs.se
E-mail reklamationer	complaints@nordicbiolabs.se

Förbättrad provtagning med flockade pinnar





Copans patenterade flockade formgjutna provpinnar har en topp/svabb med storlek och form anpassad efter vilken typ av prov som ska tas.
Applikatortoppen/svabben är belagd med korta Nylon® fibrer. Processen kallas flockning och skapar ett mycket absorberande tunt skikt med en öppen struktur.

Kapillärkraften mellan fibertrådarna möjliggör en stark hydrofil upptagning av det vätskeformiga provet och provet håller sig nära ytan vilket gör att det lättare elueras i vätskan.

Copans flockade provpinnar är mångsidiga och perfekta för bakteriologiska prover, virologi, ”DFA testing”, ”Rapid Direct Testing”, EIA, PCR/ molekylärbaserade analyser, samt för rättsmedicinska tillämpningar.

Hitta rätt kombination för er applikation

FLOQSwabs® finns att få i flera olika utföranden och de kan kombineras med olika typer av transportmedia vilket ger en hög flexibilitet vid provtagning. Det innebär att oberoende av provtagningssite, patogen eller nedströmsapplikation så finns en kombination.



UTM
Transport medium for collection, transport and storage of viruses



eSwab
Collection and transport media for traditional bacteriology culture



eNAT
Inactivates micorbial viability preserving nucleic acids for molecular assays



Mswab
Collection and preservation media optimized for molecular application



SRK
Rapid and simple system for surfaces microbiological quality control

eSwab - produkten som möjliggjorde automatisering av klinisk mikrobiologi




eSwab® – Copan's Liquid Amies Elution Swab – är ett insamlings- och transportsystem med ett multifunktions-medium avsett för insamling och transport av kliniska prover som innehåller aerober, anaerober, kräsna bakterier, virus och klamydia.



eSwab är kompatibel med bland andra WASP®-automation. eSwab® är också produkten som öppnat för konceptet med vätskebaserad mikrobiologi. Det första steget som möjliggör automatisering av kliniska prover.

UTM® - för insamling, transport och förvaring av virus

- UTM®, Universal Transport Medium™ är ett transport-medium för virus som är stabilt i rumstemperatur och kan förvaras fryst under lång tid.
- Kompatibel med virusstammar såsom influensa H1N1, Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma och Covid-19.
- UTM® har använts framgångsrikt för antigentester, DFA, odling och för molekylärbaserade analyser.





UTM®

Copan
innovating together

Erbjudandena i utskicket är giltiga t o m 2022-12-31 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs. Moms och frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.


NY LEVERANTÖR - BRADY

Etiketter, skrivare och mjukvara

Hållbara etiketter för labb

Från Brady erbjuder vi etiketter i en mängd olika material, former, storlekar och motståndskraft.
I sortimentet återfinns bland annat etiketter gjorda för att motstå extrema temperaturer och tuffa kemikalier, listade nedan;

- Frysmiljö (-80°C)
- Flytande kvävemiljö (-196°C)
- Autoklavmiljö (+121°C)
- Varmvattenbad (100°C)
- Kemikalier och lösningsmedel (Xylen, DMSO och etanol)



Skrivare

Mobila och stationära etikettskrivare samt mjukvara för att ta fram etiketter utifrån varje labbs specifika behov.



Smart minicentrifug och vortex i ett



Combi-Spin, Mini-Centrifug/Vortex FVL-2400N är avsedd för hantering av mikrorör, typiskt mellan 0,2mL – 2mL.

Rören kan vortexas i den vita koppen i mitten av locket och centrifugeras därefter i samma enhet.
Upp till 2800 rpm (upp till 500G).

Art nr	Beskrivning	Listpris SEK	Just nu! SEK
BS-010202-AAA	FVL-2400N Combi-Spin, Mini-Centrifug/Vortex	4 892	4 160

Vortex



V-1 plus personal vortex är ett perfekt instrument för både skonsam mixning och mer kraftfull resuspendering av celler och biologiska/ kemiska lösningar.

Mixar 1 provrör åt gången, 1,5 – 50 ml.
Två olika inställningar:
1. kontinuerlig drift
2. Impulsdrift aktiverad genom att trycka ned röret mot plattformen

Art nr	Beskrivning	Listpris SEK	Just nu! SEK
BS-010203-AAG	V1-Plus Personal Vortex	2 531	2 150

Vagga för provrör och påsar



Mini Rocker–Shaker MR-1 ger kontrollerad, skonsam, reciprok vaggning med 7° lutning och en frekvens mellan 5 och 30 oscilleringar/ minut. Idealisk för blodrör, trombocytpåsar, diverse provrör och inte minst avfärgning av geler efter elektrofores (Northern, Southern och Western blot), max last 1kg. Kan placeras i kylrum eller inkubator. Drifttemperatur +4°C till +40°C.



Med den direkta drivmekanismen och borstlösa motorn får ni tidsinställd vaggning upp till sju dagar (168h) alternativt säker, non-stop drift i upp till 2 år.

Vaggans plattform är försedd med en halkfri, temperaturresistent silikonmatta som stabiliserar provet. En pigg-försedd PDM-matta finns som tillval för bättre förankring av prover i olika format.

Art nr	Beskrivning	Listpris SEK	Just nu! SEK
BS-010152-AAG	MR-1, standard platform	5 828	4 850
Tillval			
PDM	Pigg-försedd PDM-matta	373	315

Spara plats med kombinerad blodvagga och slangsvets

Kombinera blodvaggan Bagmatic NOVO LS med slangsvetsen Sealmatic C och få en kompakt och smidig arbetsstation. Smart och enkelt att jobba med.



LED indikator som under blodgivningen visar aktuell status/varningar/ fel.



Klämma med slangdetek-tion för enkel och smidig användning



Effektiv 3D-mixning med justerbar hastighet



Plats för batteri som möjliggör flexibel blodgivning även i fält.



Tydlig pekskärm i färg med intuitiv navigering, tydlig visning av felmed-delande och animerade hjälpinstruktioner



Plats för batteri som möjliggör flexibel blodgivning även i fält.



LED indikator som visar batteristatus och svetsningsgrad




Ergonomiskt svetshuvud med stänkskydd och LED som indikerar när svetsningen är klar

Läkemedels- och vaccinkylar

Labcold Pharmacy-serie med IntelliCold®-processorn har designats och utvecklats för att förvara vacciner och läkemedel enligt gällande medicinska krav och normer beträffande säkerhet och spårbarhet.

- Automatisk kontroll och registrering av temperaturen och övriga kylfunktioner
- Flertal larmfunktioner, vid driftstörningar och avvikelser
- Back-upp ackumulator säkrar kontinuerlig loggning och larmfunktioner även vid strömavbrott
- Log-värden exporteras grafiskt och i tabellform genom anslutning av minneskort
- Uttag för fjärrlarm, kan även beställas med access-port för externa larmsystem
- Alla enheter försedda med lås och nycklar, alternativt med digitalt lås (DigLock)
- Levereras med glasdörr eller solid dörr.



Modell-1519, 404 liter –
full höjd, 6 flyttbara hyllor

BxDxH 600x700x1875mm

RLDG1519 Glasdörr, lås och nycklar
NU! 29 750 SEK
(ord pris 37 154 SEK)

RLDG1519DIGLOCK, Glasdörr, digitalt lås
NU! 32 175 SEK
(ord pris 40 215 SEK)

RLDF1519, Solid dörr, lås och nycklar
NU! 27 500 SEK
(ord pris 34 410 SEK)

RLDF1519DIGLOCK, Solid dörr, digitalt lås
NU! 29 975 SEK
(ord pris 37 471 SEK)

LABCOLD



Modell-0519, 150 liter – under bänk, 3 flyttbara hyllor

BxDxH 600x600x835mm

RLDG0519, Glasdörr, lås och nycklar
NU! 14 600 SEK
(ord pris 18 260 SEK)

RLDG0519DIGLOCK, Glasdörr, digitalt lås
NU! 17 000 SEK
(ord pris 21 321 SEK)

RLDF0519, Solid dörr, lås och nycklar
NU! 11 600 SEK
(ord pris 14 460 SEK)

RLDF0519DIGLOCK, Solid dörr, digitalt lås
NU! 14 000 SEK
(ord pris 17 521 SEK)

Modell-0219, 66 liter – bänkplacerad, 3 flyttbara hyllor

BxDxH 450x510x735mm

RLDG0219, Glasdörr, lås och nycklar
NU! 10 650 SEK
(ord pris 13 299 SEK)

RLDG0219DIGLOCK, Glasdörr, digitalt lås
NU! 13 100 SEK
(ord pris 16 360 SEK)

RLDF0219, Solid dörr, lås och nycklar
NU! 8 600 SEK
(ord pris 10 766 SEK)

RLDF0219DIGLOCK, Solid dörr, digitalt lås
NU! 10 700 SEK
(ord pris 13 932 SEK)



LABCOLD

Haemonetics ClotPro® Koagulationsanalys

Nordic Biolabs lanserar nu ytterligare en lösning för snabb och följsam koagulationsanalys. I tillägg till TEG-5000 och TEG6s börjar vi nu leverera ClotPro® från Hameonetics som nyligen förvärvade tekniken från Enicor GmbH i Tyskland.



Systemet är framtaget av Andreas Calatzis, en välkänd profil som ligger bakom ett flertal andra lösningar för tromboelastometri och är en pionjär inom området. ClotPro® erbjuder full korellation med andra konventionella utrustningar för viskoelastisk koagulationsanalys.

ClotPro® är en 6-kanals viskoelsatometrisk analysator som är avsedd att tillhandahålla snabb analys av koagulationsprocesser i helblod. Det är en unik kombinaton av avändarvänlighet, flexibilitet och snabb provhantering med 6 kanaler för parallella tester.



Active Tip™-teknik

ClotPro® erbjuder så kallad Active Tip®-teknik, vilken är utvecklad för att minimera hanteringen av reagenser vid analys av blodprover i apparaten.

Reagenserna, som är i torkad form, är placerade i ett poröst svamp-liknande material i pipettspetsen och överförs tillsammans med blodprovet till testcellerna på ett säkert och enkelt sätt.

Varje pipettspets levereras individuellt förpackad och kan lagras i rumstemperatur och minskar onödig kassation av reagenser.

HAEMONETICS®

Vi erbjuder följande standardtester för ClotPro®	
EX-test	Extrinsisk snabb överblick över hela koagulationsprocessen.
FIB-test	Detektion av funktionellt fibrinogen
IN-test	Heparindetektering, känslighet för FVIII
HI-test	IN-test med heparinblockering
AP-test	Undersökning av koagulation med hjälp av fibrinolysblockering
RVV-test	Hög känslighet för direkta orala antikoagulatia (DOACs)
ECA-test	Hög känslighet för Dabigatran
TPA-test	Undersökning av koagulation med hjälp av fibrinolysaktivering
NA-test	Icke aktiverad test

Kylda eller ventilerade centrifuger för små och stora laboratorier



- Centrifugerna och alla ingående komponenter tillverkas i Europa
- I sortimentet finns fler rotorer för olika typer av rör.

Några exempel på centrifuger för labb:

LISA passar de laboratorier som behöver en mindre bänkcentrifug med en kapacitet på upp till 2.5 L – den rymmer till exempel 96 rör i storleken 5-7 ml.

För större kapacitet finns **LOREENA** som rymmer 200 rör i storleken 5-7 ml.

Den blåa cylindern på sidan innehåller alla elektriska komponenter vilket underlättar vid behov av service. Hela cylindern byts enkelt ut och centrifugen är redo att användas igen. Givetvis felsöks, åtdärdas och återanvänds cylindern av AFI.

Smarta funktioner som underlättar din labvardag:

- **Centrifugens lock är utformat för att eliminera klämskador,**
- **Byte av rotor är extremt enkelt tack vare en vrid-och-klick funktion sk ”ClickSpin”**



Tacta - en manuell pipett med suverän komfort



Tacta har en lite tjockare, mer ergonomisk form, som tillsammans med en fingerkrok gör att handen blir mer avlastad.

Kraften som krävs för att skjuta av pipettspetsarna är marknadens lägsta, vilket minskar risken för repetitive strain enjuries (RSI).

Tacta har en tydlig volymdisplay med stora siffror vilket gör det lätt av inställd volym.

Tacta är autoklaverbar och den smarta designen medför att endast tre delar behöver demonteras för rengöring. Tre delar betyder även färre reservdelar som slits ut och behöver bytas, vilket leder till lägre servicekostnader.



Behöver dina pipetter kalibreras eller servas?

Pipettdoktorn på Nordic Biolabs kalibrerar och servar alla märken och volymer.

- 10 mätningar vid min- och maxvolym för bättre kvalitet och noggrannhet (=10.2).
- I multikanalspipetter testas samtliga kanaler.
- Service ingår i priset, exklusive reservdelar.

Kontakta oss gärna för mer information
08 630 85 05, pipett@nordicbiolabs.se
Eller besök vår hemsida -
www.nordicbiolabs.se / Pipettdoktorn.

DAX Ytdesinfektion Plus



- **IPA-baserad (45%) med tensid**
- För släta ytor, t.ex. undersökningsbritsar, bänkar, bord etc
- 300 ml, 1000 ml och 5000 ml
- Effektiv mot bakterier, svamp och höljeförsedda virus som t.ex. Corona, Hepatit B, C och HIV
- Populär inom hälso- och sjukvården, städ samt offentlig miljö

DAX Ytdesinfektion Extra



- **IPA-baserad (45%) med tensid och rostskydd**
- För släta ytor, t.ex. undersökningsbritsar, bänkar, bord etc
- 1000 ml och 3000 ml
- Effektiv mot bakterier, svamp och höljeförsedda virus som t.ex. Corona, Hepatit B, C och HIV
- Populär inom tandvården, hälso- och sjukvården

Erbjudandena i utskicket är giltiga t o m 2022-12-31 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs. Moms och frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.

nordic biolabs
www.nordicbiolabs.se

Nordic Biolabs AB, Box 7293, 187 14 Täby,
Tel vxl 08-630 85 00, Fax 08-630 09 05, info@nordicbiolabs.se