NORDIC BIOLABS PRESENTERAR

Produkter för provtagning och diagnostik

VC 2/2022



nordic biolabs

www.nordicbiolabs.se info@nordicbiolabs.se ordertel 08-630 85 10

Nordic Biolabs AB

Adress	Box 7293, 187 14 Täby
Besöksadress	Ritarslingan 16, 187 66 Täby
Telefon vxl	08 630 85 00
E-post	info@nordicbiolabs.se
Hemsida	www.nordicbiolabs.se



Det är enkelt att lägga en order i vår webshop. Med inloggning syns dessutom eventuella avtalspriser. Det går också bra att kontakta vår kundservice-avdelning via telefon eller e-post. Varmt välkommen! Vi hjälper dig gärna.

Kundservice öppettider
Måndag - fredag 08.00-16.30 (sommartid 16.00).

Telefon	08 630 85 10
E-post	info@nordicbiolabs.se
E-mail reklamationer	complaints@nordicbiolabs.se



Marit Hoppe
Mellersta Sverige
marit.hoppe@nordicbiolabs.se
070 942 86 48



Elna Follin
Södra och mellersta Sverige
elna.follin@nordicbiolabs.se
070 467 98 51



HÅLLBART OCH SMART!

Byt klädsel på din gamla provtagningsstol!

Kontakta oss för fler färger, olika förslag på klädsel (galon) samt pris.



Svensktillverkad provtagningsstol

Provtagningsstolen är liten, nätt och ergonomiskt utformad. Höjden regleras elektroniskt, även det fällbara ryggstödet och bendelen går synkroniserat. Stolens fjäderbelastade kulledsarmstöd kan lätt finjusteras. Med tillvalet rotation, underlättas personalens arbete då sidbyte inte behövs vid provtagning i bägge armar. Vid fällning till chockläge fälls ryggstöd och bendel synkroniserat via motor, detta regleras med integrerade fotpedaler på bägge sidor.

- Justerbar kudde
- Hjul och justerbara tassar
- Patientvikt 160 kg (lyft)
- Handtag som underlättar i- och urstigning

VEGORIA

Förbättrad provtagning med flockade pinnar

Copans patenterade flockade formgjutna provpinnar har en topp/svabb med storlek och form anpassad efter vilken typ av prov som ska tas. Applikatortoppen/svabben är belagd med korta Nylon® fibrer. Processen kallas flockning och skapar ett mycket absorberande tunt skikt med en öppen struktur.

Kapillärkraften mellan fibertrådarna möjliggör en stark hydrofil upptagning av det vätskeformiga provet och provet håller sig nära ytan vilket gör att det lättare elueras i vätskan.

Copans flockade provpinnar är mångsidiga och perfekta för bakteriologiska prover, virologi, ”DFA testing”, ”Rapid Direct Testing”, EIA, PCR/ molekylärbaserade analyser, samt för rättsmedicinska tillämpningar.





Hitta rätt kombination för er applikation

FLOQSwabs® finns att få i flera olika utföranden och de kan kombineras med olika typer av transportmedia vilket ger en hög flexibilitet vid provtagning. Det innebär att oberoende av provtagningssite, patogen eller nedströmsapplikation så finns en kombination.



UTM

Transport medium for collection, transport and storage of viruses



eSwab

Collection and transport media for traditional bacteriology culture



eNAT

Inactivates micorbial viability preserving nucleic acids for molecular assays



Mswab

Collection and preservation media optimized for molecular application



SRK

Rapid and simple system for surfaces microbiological quality control

Erbjudandena i utskicket är giltiga t o m 2022-12-31 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs. Moms och frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.

FLOQSwab för självtest av HPV

Flockad pinne (swab) i rör, rekommenderas bland annat för självprovtagning av HPV. Ger lika säkert resultat som traditionell provtagning



- Pinnen har en mjuk spets, ergonomisk axel samt längdinsättningsmärke för betydligt förbättrad provupplevelse
- Kostnadseffektiv transport utan några vätskerelaterade säkerhetsproblem
- Streckkoden på röret är flyttbar.

Copan
innovating together

---

eSwab - produkten som möjliggjorde automatisering av klinisk mikrobiologi




eSwab® – Copan's Liquid Amies Elution Swab – är ett insamlings- och transportsystem med ett multifunktionsmedium avsett för insamling och transport av kliniska prover som innehåller aerober, anaerober, kräsna bakterier, virus och klamydia.

eSwab är kompatibel med bland andra WASP®-automation. eSwab® är också produkten som öppnat för konceptet med vätskebaserad mikrobiologi. Det första steget som möjliggör automatisering av kliniska prover.



UTM® - för insamling, transport och förvaring av virus

- UTM®, Universal Transport Medium™ är ett transportmedium för virus som är stabilt i rumstemperatur och kan förvaras fryst under lång tid.
- Kompatibel med virusstammar såsom influensa H1N1, Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma och Covid-19.
- UTM® har använts framgångsrikt för antigentester, DFA, odling och för molekylärbaserade analyser.





UTM®

UriSponge - enkelt system för insamling, transport och förvaring av urinprover

UriSponge-systemet förenklar hela flödet som innefattar urininsamling, transport och förvaring av urinprov från provtagningstillfälle till laboratoriet.

Urin appliceras direkt på provtagningspinnen och transportröret klarar av centrifugering. Provet kan förvaras i kyl eller i rumstemperatur i 48 timmar med bibehållen bakterieviabilitet för vidare odling eller extraktion av nukleinsyror.



Copan UriSponge™ består av ett rör med skruvkork som innehåller en plastapplikator med två cylindriska svampar. UriSponge™ öppnar upp flera olika testmöjligheter och är kompatibel med manuell eller WASP®-automatisk utstrykning.

Copan
innovating together

Erbjudandena i utskicket är giltiga t o m 2022-12-31 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs. Moms och frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.

Sterila tryckförbandsplåster åter beställningsbara



Sterila tryckförbandplåster med en icke-vidhäftande och superabsorberande sårdyna som inte fäster vid såret, vilket möjliggör smärtfri borttagning.

- Skonsamma mot huden, släpper igenom luft
- Latexfritt
- Lämpligt för sticksår.

Sårdynan består av speciella superabsorberande fibrer (SAF) blandade med viskosfibrer, placerade i mitten av det vidhäftande området. Detta ger en hög absorptionsförmåga och i kontakt med blod eller vätskor expanderar sårdynan och ökar i volym vilket medför ett högre tryck på såret och stopp på blödningen.

Kylda eller ventilerade centrifuger för små och stora laboratorier



- Centrifugerna och alla ingående komponenter tillverkas i Europa
- I sortimentet finns fler rotorer för olika typer av rör.

Några exempel på centrifuger för labb:

LISA passar de laboratorier som behöver en mindre bänkcentrifug med en kapacitet på upp till 2.5 L – den rymmer till exempel 96 rör i storleken 5-7 ml.

För större kapacitet finns **LOREENA** som rymmer 200 rör i storleken 5-7 ml.

Den blåa cylindern på sidan innehåller alla elektriska komponenter vilket underlättar vid behov av service. Hela cylindern byts enkelt ut och centrifugen är redo att användas igen. Givetvis felsöks, åtdärdas och återanvänds cylindern av AFI.

Smarta funktioner som underlättar din labvardag:

- **Centrifugens lock är utformat för att eliminera klämskador,**
- **Byte av rotor är extremt enkelt tack vare en vrid-och-klick funktion sk ”ClickSpin”**



Smart minicentrifug och vortex i ett



Combi-Spin, Mini-Centrifug/Vortex FVL-2400N är avsedd för hantering av mikrorör, typiskt mellan 0,2mL – 2mL.

Rören kan vortexas i den vita koppen i mitten av locket och centrifugeras därefter i samma enhet.
Upp till 2800 rpm (upp till 500G).

Art nr	Beskrivning	Listpris SEK	Just nu! SEK
BS-010202-AAA	FVL-2400N Combi-Spin, Mini-Centrifug/Vortex	4 892	4 160

Vortex



V-1 plus personal vortex är ett perfekt instrument för både skonsam mixning och mer kraftfull resuspendering av celler och biologiska/ kemiska lösningar.

Mixar 1 provrör åt gången, 1,5 – 50 ml.
Två olika inställningar:

1. kontinuerlig drift
2. Impulsdrift aktiverad genom att trycka ned röret mot plattformen

Art nr	Beskrivning	Listpris SEK	Just nu! SEK
BS-010203-AAG	V1-Plus Personal Vortex	2 531	2 150

Vagga för provrör och påsar



Mini Rocker–Shaker MR-1 ger kontrollerad, skonsam, reciprok vaggning med 7° lutning och en frekvens mellan 5 och 30 oscilleringar/ minut. Idealisk för blodrör, trombocytpåsar, diverse provrör och inte minst avfärgning av geler efter elektrofores (Northern, Southern och Western blot), max last 1kg. Kan placeras i kylrum eller inkubator. Drifttemperatur +4°C till +40°C.



Med den direkta drivmekanismen och borstlösa motorn får ni tidsinställd vaggning upp till sju dagar (168h) alternativt säker, non-stop drift i upp till 2 år.

Vaggans plattform är försedd med en halkfri, temperaturresistent silikonmatta som stabiliserar provet. En pigg-försedd PDM-matta finns som tillval för bättre förankring av prover i olika format.

Art nr	Beskrivning	Listpris SEK	Just nu! SEK
BS-010152-AAG	MR-1, standard platform	5 828	4 850
Tillval			
PDM	Pigg-försedd PDM-matta	373	315

Erbjudandena i utskicket är giltiga t o m 2022-12-31 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs.
Moms och frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.


NY LEVERANTÖR - BRADY

Etiketter, skrivare och mjukvara

Hållbara etiketter för labb

Från Brady erbjuder vi etiketter i en mängd olika material, former, storlekar och motståndskraft.
I sortimentet återfinns bland annat etiketter gjorda för att motstå extrema temperaturer och tuffa kemikalier, listade nedan;

- Frysmiljö (-80°C)
- Flytande kvävemiljö (-196°C)
- Autoklavmiljö (+121°C)
- Varmvattenbad (100°C)
- Kemikalier och lösningsmedel (Xylen, DMSO och etanol)



Skrivare


Mobila och stationära etikettskrivare samt mjukvara för att ta fram etiketter utifrån varje labbs specifika behov.



Läkemedels- och vaccinkylar

Labcold Pharmacy-serie med IntelliCold®-processorn har designats och utvecklats för att förvara vacciner och läkemedel enligt gällande medicinska krav och normer beträffande säkerhet och spårbarhet.

- Automatisk kontroll och registrering av temperaturen och övriga kylfunktioner
- Flertal larmfunktioner, vid driftstörningar och avvikelser
- Back-upp ackumulator säkrar kontinuerlig loggning och larmfunktioner även vid strömavbrott
- Log-värden exporteras grafiskt och i tabellform genom anslutning av minneskort
- Uttag för fjärrlarm, kan även beställas med access-port för externa larmsystem
- Alla enheter försedda med lås och nycklar, alternativt med digitalt lås (DigLock)
- Levereras med glasdörr eller solid dörr.



Modell-1519, 404 liter –
full höjd, 6 flyttbara hyllor

BxDxH 600x700x1875mm

RLDG1519 Glasdörr, lås och nycklar
NU! 29 750 SEK
(ord pris 37 154 SEK)

RLDG1519DIGLOCK, Glasdörr, digitalt lås
NU! 32 175 SEK
(ord pris 40 215 SEK)

RLDF1519, Solid dörr, lås och nycklar
NU! 27 500 SEK
(ord pris 34 410 SEK)

RLDF1519DIGLOCK, Solid dörr, digitalt lås
NU! 29 975 SEK
(ord pris 37 471 SEK)

LABCOLD

Erbjudandena i utskicket är giltiga t o m 2022-12-31 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs. Moms och frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.



Modell-0519, 150 liter – under bänk, 3 flyttbara hyllor

BxDxH 600x600x835mm

RLDG0519, Glasdörr, lås och nycklar
NU! 14 600 SEK
(ord pris 18 260 SEK)

RLDG0519DIGLOCK, Glasdörr, digitalt lås
NU! 17 000 SEK
(ord pris 21 321 SEK)

RLDF0519, Solid dörr, lås och nycklar
NU! 11 600 SEK
(ord pris 14 460 SEK)

RLDF0519DIGLOCK, Solid dörr, digitalt lås
NU! 14 000 SEK
(ord pris 17 521 SEK)

Modell-0219, 66 liter – bänkplacerad, 3 flyttbara hyllor

BxDxH 450x510x735mm

RLDG0219, Glasdörr, lås och nycklar
NU! 10 650 SEK
(ord pris 13 299 SEK)

RLDG0219DIGLOCK, Glasdörr, digitalt lås
NU! 13 100 SEK
(ord pris 16 360 SEK)

RLDF0219, Solid dörr, lås och nycklar
NU! 8 600 SEK
(ord pris 10 766 SEK)

RLDF0219DIGLOCK, Solid dörr, digitalt lås
NU! 10 700 SEK
(ord pris 13 932 SEK)



LABCOLD



Modell-0119, 36 liter –
bänkplacerad, 2 flyttbara hyllor

BxDxH 450x510x540mm

RLDG0119, Glasdörr, lås och nycklar
NU! 9 375 SEK
(ord pris 11 716 SEK)

RLDG0119DIGLOCK, Glasdörr, digitalt lås
NU! 11 800 SEK
(ord pris 14 777 SEK)

RLDF0119, Solid dörr, lås och nycklar
NU! 7 300 SEK
(ord pris 9 130 SEK)

RLDF0119DIGLOCK, Solid dörr, digitalt lås
NU! 9 800 SEK
(ord pris 12 244 SEK)

LABCOLD

ULT frysar -80°C – För förvaring av vaccin, DNA, RNA



Vi erbjuder ULT-frysar från Nordic Lab och NuAire, från 100 liter till 828 liter - https://www.nordicbiolabs.se/nordic-biolabs-ab/kyl-frys-och-forvaring





Vi har även frysrack i sortimentet –
Kontakta oss gärna för mer information

Erbjudandena i utskicket är giltiga t o m 2022-12-31 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs. Moms och frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.

Skydda patienten och dig själv – handske med dubbel MDD och PPE-klassning

Arbetar du med patienter, bereder toxiska preparat eller jobbar på laboratoriet, genom att använda dessa handskar från SHIELD Scientific är du skyddad. Acceleratorfria och puderfria, utmärkta vid hypersensitivitet. Med rätt handske vid rätt tillfälle hålls kostnaderna nere.



duoSHIELD PFT Nitrile 240

- Dubbelt skydd: PPE kategori III (PPE Direktiv 89/686/EEC), MDD klass 1 (MDD Direktiv 93/42/EEC)
- Längd: 240 mm; tjocklek handflata: 0,08 mm
- Virusresistent enligt EN ISO 374-5:2016 (Viral penetrationstest: ISO 16604:2004 procedur B); högsta nivå av penetrationsmotstånd (AQL 0.65/nivå 3 - EN 374-2:2014)
- Kemisk risk (EN 16523-1:2015 överskrider EN 374-3:2003): vattentät, formaldehyd 38% 121 min, väteperoxid 30% 6 min, Na-hydroxid 40% 480 min (max test-tid 480 min)

Beskrivning	XS/6	S/7	M/8	L/9	Fp strl
duoSHIELD PFT NITRILW 240	658121	658122	658123	658124	10x200

FÖR ARBETE DÄR DET FÖRELIGGER SMITTORISK



SHIELDskin ORANGE NITRILE 260

- Dubbelt lager av nitril och neopren
- Längd: 260 mm; tjocklek: 0.17mm (fingertopp)
- Biologisk risk: Mikroorganism- och virusresistent – EN374-2 (AQL 0.65) och ASTM F1671-97B & ISO 16 604
- Kemisk risk (EN374-1 och EN374-3): vattentät, etanol 11 min, metanol 5 min, Na-acetat 480 min, Na-hydroxid 480 min

FÖR RUTINARBETE PÅ LAB



ecoSHIELDskin Eco NITRILE PF 250

- Dubbelt lager av 100% nitril
- Längd: 250 mm; tjocklek: 0.14mm (fingertopp)
- Biologisk risk: Mikroorganism- och virusresistent – EN374-2 (AQL 0.65) och ASTM F1671-97B
- Kemisk risk (EN374-1 och EN374-3): vattentät, etanol 9 min, metanol 0 min, Na-acetat 480 min, Na-hydroxid 480 min

Effektiv dekontaminering av luft på mottagningar

Luftrenarna UVR-M och UVR-Mi recirkulerar och dekontaminerar luften i laboratorier, väntrum på sjukvårdsavdelningar och operationsrum genom UV-strålning. Samtidigt skyddas omgivningen från att utsättas för direkt bestrålning med UV-ljus.



Kan monteras på vägg eller på en hjulförsedd tripod. Kapacitet 14m^3/h.

UVR-Mi är enheten med den högsta kapaciteten, försedd med två UV-rör. Den kan ställas på tidsbegränsad eller kontinuerlig drift. Indikatorn anger UV-lampans aktiva tid i timmar.

Den enklare **UVR-M** har endast ett UV-rör. Driften sköts med en enkel på/av knapp.

Art nr	Beskrivning	Listpris SEK	Just nu! SEK
BS-040110-AAA	UVR-Mi UV-air flow Cleaner-recirculator	8 351	7 100
BS-040105-AAA	UVR-M UV-air flow Cleaner-recirculator	5 116	4 350



Orolig för luftburet virus?

Behovet av att övervaka den luftburna virusbelastningen i kritiska områden är viktigare än någonsin och kan användas som ett tidigt varningssystem för spridningen av pandemin. Autoklaverbar upp till 121°C.

Med hjälp av den bärbara luftprovtagaren MD8 AirPort kan luften i alla områden med hög risk för kontaminering av Coronavirus eller andra virus mätas och analyseras. Efter provtagning kan membranfiltret helt enkelt lösas upp i minimala volymer vatten eller buffert. Detta hjälper provberedning av RNA för snabb testning med metoder som PCR.

Erbjudandena i utskicket är giltiga t o m 2022-12-31 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs. Moms och frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.

Tacta -
en manuell pipett
med suverän komfort

Tacta har en lite tjockare, mer ergonomisk form, som tillsammans med en fingerkrok gör att handen blir mer avlastad.

Kraften som krävs för att skjuta av pipettspetsarna är marknadens lägsta, vilket minskar risken för repetitive strain enjuries (RSI).

Tacta har en tydlig volymdisplay med stora siffror vilket gör det lätt av inställd volym.

Tacta är autoklaverbar och den smarta designen medför att endast tre delar behöver demonteras för rengöring. Tre delar betyder även färre reservdelar som slits ut och behöver bytas, vilket leder till lägre servicekostnader.



SARTORIUS

DAX Ytdesinfektion Plus




- **IPA-baserad (45%) med tensid**
- För släta ytor, t.ex. undersökningsbritsar, bänkar, bord etc
- 300 ml, 1000 ml och 5000 ml
- Effektiv mot bakterier, svamp och höljeförsedda virus som t.ex. Corona, Hepatit B, C och HIV
- Populär inom hälso- och sjukvården, städ samt offentlig miljö

DAX Ytdesinfektion Extra



- **IPA-baserad (45%) med tensid och <u>rostskydd</u>**
- För släta ytor, t.ex. undersökningsbritsar, bänkar, bord etc
- 1000 ml och 3000 ml
- Effektiv mot bakterier, svamp och höljeförsedda virus som t.ex. Corona, Hepatit B, C och HIV
- Populär inom tandvården, hälso- och sjukvården

KiiLTO



Behöver dina pipetter kalibreras eller servas?

Pipettdoktorn på Nordic Biolabs kalibrerar och servar alla märken och volymer.

- 10 mätningar vid min- och maxvolym för bättre kvalitet och noggrannhet (=10.2).
- I multikanalspipetter testas samtliga kanaler.
- Service ingår i priset, exklusive reservdelar.

Kontakta oss gärna för mer information
08 630 85 05, pipett@nordicbiolabs.se
Eller besök vår hemsida -
www.nordicbiolabs.se / Pipettdoktorn.

Erbjudandena i utskicket är giltiga t o m 2022-12-31 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs. Moms och frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.

nordic biolabs
www.nordicbiolabs.se

Nordic Biolabs AB, Box 7293, 187 14 Täby,
Tel vxl 08-630 85 00, Fax 08-630 09 05, info@nordicbiolabs.se