NORDIC BIOLABS PRESENTERAR

Transfusionsnytt

Tema: Blodgivning

1/2022











nordic biolabs

www.nordicbiolabs.se info@nordicbiolabs.se ordertel 08-630 85 10





Byt klädsel på din gamla blodgivarstol. Kontakta oss för fler färger, olika förslag på klädsel (galon) samt pris.

Välj blodgivarstol med ergonomi, säkerhet och hållbarhet i fokus!

En blodgivarstol är en central del på blodcentralen för att patienten ska få en bekväm och säker upplevelse när de donerar blod eller plasma. Då är det viktigt att välja en stol som inte bara ser snygg ut utan som också är stabil, bekväm, lätt att hålla ren och som har praktiska funktioner. Hållbarhet och miljöpåverkan är en annan viktig del att ta hänsyn till när man planerar sina inköp.

-

Vegoria har med sin mångåriga erfarenhet och i samarbete med er experter, ute på blodcentralerna, tagit fram riktigt bra stolar för säker och bekväm blodgivning. En blodgivarstol från Vegoria kan hålla en hel livstid om man sköter den rätt vilket inte bara är bra för plånboken utan även för miljön. Det finns dessutom möjlighet att byta klädsel på stolarna vid slitage eller om man skulle tröttna på färgen. Stolarna och alla dess delar tillverkas i svenska Ludvika vilket bidrar till minskad påverkan på miljön då transporterna kortas väsentligt.

Blodgivarstolarna tillverkas av svenskt stål som svetsas ihop enligt mallar för att säkerställa att alla stolar håller exakt samma standard. Därefter lackas stålramen innan dynor tillverkas och kläs efter era önskemål. Det finns flera olika klädslar att välja mellan både vad gäller material och färg. Standardklädslarna finns i 6 olika färger och är avtorkningsbara med vanliga medel så som Virkon. Det finns också konstläder i flera olika färger som klarar 75% etanol. Bakterier och smuts fastnar lätt i alla skrymslen och vrår och därför har dynorna inga sömmar i klädseln. Det underlättar rengöring och minskar risken för smittspridning mellan patienter.

Blodgivarstolarna finns att få manuella eller eldrivna beroende på behov och det finns också flera praktiska tillbehör att välja mellan för att underlätta både för personal och blodgivare. Alla stolar är givetvis CE-märkta enligt MDR.

Spara plats med kombinerad blodvagga och slangsvets

Kombinera blodvaggan Bagmatic NOVO LS med slangsvetsen Sealmatic C och få en kompakt och smidig arbetsstation. Smart och enkelt att jobba med.



LED indikator som under blodgivningen visar aktuell status/varningar/ fel.



Klämma med slangdetektion för enkel och smidig användning



Effektiv 3D-mixning med justerbar hastighet



Plats för batteri som möjliggör flexibel blodgivning även i fält.



Tydlig pekskärm i färg med intuitiv navigering, tydlig visning av felmeddelande och animerade hjälpinstruktioner



Plats för batteri som möjliggör flexibel blodgivning även i fält.



LED indikator som visar batteristatus och svetsningsgrad



Ergonomiskt svetshuvud med stänkskydd och LED som indikerar när svetsningen är klar



Funderar ni på att automatisera ert flöde för blodgruppsanalys?

Då är Magister C24 och Cellbind Screen gelkort den perfekta kombinationen för ert labb.

Magister C24

Magister C24 är ett kompakt, flexibelt och fullt automatiserat instrument för blodgruppsanalys. Med sin kompakta design är Magister C24 lätt att placera i vilket labb som helst. Instrumentet är utformat för att hantera arbetsflöden i små till medelstora labb som vill arbeta helt automatiserat. Vid högre provgenomströmning kan upp till fyra instrument kopplas samman.

Sanquin

Kika in i Magister C24



Plats för 32 provrör och 20 reagenspositioner



Centrifug med kapacitet för 12 gelkort



Pipetteringsstation med en inbyggd inkubatormodul som alltid är redo vid 37 grader



Läsare med hög upplösning för fotodokumentation samt förvaring av upp till 24 gelkort





Cellbind Screen Gelkort

Cellbind Screen är ett mikrokolonnsystem för immunfixering av röda blodkroppar. Metoden är baserad på immunfixering av sensibiliserade röda blodkroppar i en mikrokolonn innehållande en gelmatris.

Flexibelt

Cellbind Screen gelkort är en flexibel lösning då korten endast innehåller en gelmatris och inte några blodtypningsreagens. Det innebär att alla blodgruppsserologiska tester kan utföras på ett och samma kort inklusive typning av blodgruppsantigener, omvänd typning, crossmatch, DAT och antikroppsscreening och identifiering samt antikroppstitrering.

Lätt att avläsa och tolka

Tydlig skillnad mellan positiv och negativ reaktion. Vid en positiv reaktion kommer röda blodkroppar att fångas i det översta lagret av gelmatrisen och i en negativ reaktion kommer endast en diskret pellet med röda blodkroppar att synas längst ner i kolonnen. Detta gör avläsning av gelkorten, antingen manuellt eller med en läsare mycket enkel och tydlig.

Lätt att automatisera

Cellbind Screen gelkort kan användas både manuellt och i ett automatiserat system som Magister C24 vilket ger en stor flexibilitet och möjlighet att utöka från manuellt arbete till automatiserat vid behov.

För mer information om instrument, gelkort och reagens
kontakta Elna Follin - elna.follin@nordicbiolabs.se, 070 467 98 51.

Sanquin

LEUCOmatic M48 (M) automatiskt filtrerings-ställ

Motordrivna LEUCOmatic M48 (M) kopplas till strömuttaget för att höja och sänka hyllorna till en höjd som passar användaren vid filtrering av leukocyter. Upphängning, nedtagning och lyft av filtreringsenheterna blir både enkelt och ergonomiskt.



LEUCOmatic M48 (M) är utrustad med gummiklädda hjul, för tyst och enkel flytt av systemet och lämnar inga märken på golvet. Alla hjul har låsmekanism. LEUCOmatic M48 (M) är byggt i rostfritt stål med avtagbara brickor för enkel och grundlig rengöring.

Utrustningen har kapacitet för 48 påsar, med en maxlängd på filtret på 185 cm.

Art nr: FM-10050

lmb



”Lokal blodbank”, betyder verkligen lokal blodbank med Haemonetics BloodTrack®

BloodTrack Haemobank är en 24/7 automatiserad transfusionsservice, blodbankens förlängda arm ut till de avdelningar där blodet används.

Haemobank kan hjälpa er transfusionsservice att:

- Kontrollera och övervaka access till blodenheter lagrade utanför blodbanken
- Förbättra synbarhet och spårbarhet vid lagring och användning av blodenheter
- Förkorta accesstiden för akuta blodtransfusioner på ett patientsäkert sätt
- Hantera och administrera både kors-testade enheter, typade enheter och akutblod

Kontakta oss så berättar vi mer
Anders Johnsson
073 461 50 66
anders.johnsson@nordicbiolabs.se


HAEMONETICS®

Behöver ni en ny centrifug?

Vi har ett brett utbud av högkvalitativa blod-bankscentrifuger från vår franska leverantör AFI.

Fördelar

- Alla centrifuger är tillverkade i Europa
- Enkel service med all elektronik i en låda som enkelt och snabbt kan bytas ut vid eventuella problem
- Byte av rotor utan speciella verktyg



Loreena blood bank:

- 4x blodpåsar 450mL med satellitpåsar
- 4x blodpåsar 600mL med satellitpåsar
- 8 x blodpåsar 450mL utan satellitpåsar



Katrina blood bank:

- 12x blodpåsar 450 mL + 2 eller 3 satellitpåsar

För mer information kontakta;
Jesper Secher - jesper.secher@nordicbiolabs.dk

AFI Groups

NY LEVERANTÖR - BRADY

Etiketter, skrivare och mjukvara



Kontakta oss för mer information och råd kring era specifika behov.
Vi hjälper er gärna!

Hajer Alm - 070 379 35 80,
hajer.alm@nordicbiolabs.se

Hållbara etiketter för labb

Från Brady erbjuder vi etiketter i en mängd olika material, former, storlekar och motståndskraft.
I sortimentet återfinns bland annat etiketter gjorda för att motstå extrema temperaturer och tuffa kemikalier, listade nedan;

- Frysmiljö (-80°C)
- Flytande kvävemiljö (-196°C)
- Autoklavmiljö (+121°C)
- Varmvattenbad (100°C)
- Kemikalier och lösningsmedel (Xylen, DMSO och etanol)


Conical, Tube and Vial


Bottle Tamper Seal


Vial Top



General Lab ID


Centrifuge and Microcentrifuge


Slide


Tissue Cassette


Straw and Rod


Glassware and Container


Well Plate


Sterilisation

Skrivare

Mobila och stationära etikettskrivare samt mjukvara för att ta fram etiketter utifrån varje labbs specifika behov.





Behöver dina pipetter kalibreras eller servas?

Pipettdoktorn kalibrerar och servar alla märken och volymer.

- 10 mätningar vid min- och maxvolym för bättre kvalitet och noggrannhet (=10.2).
- I multikanalspipetter testas samtliga kanaler.
- Service ingår i priset, exklusive reservdelar.

Kontakta oss gärna för mer information - 08 630 85 05, pipett@nordicbiolabs.se
Eller besök vår hemsida - www.nordicbiolabs.se / Pipettdoktorn.

Pipettdoktorn är nu ISO 17025 certifierat

ISO/IEC 17025 är en internationellt erkänd standard. Ackrediteringen innebär att laboratoriet godkänts av en oberoende part (Swedac) och garanterar att kalibreringarna utförs på ett tillförlitligt, kompetent, konsekvent och opartiskt sätt och med rätt noggrannhet.

Ackred. nr. 10489
Kalibrering
ISO/IEC 17025

Ackreditering av ett kalibreringslaboratorium innebär att
- kalibreringsresultaten är metrologiskt spårbara
- utförande och dokumentation är spårbara
- mätningarna utförs enligt validerade procedurer
- standarder och mätinstrument är tillförlitliga

Ackreditering enligt ISO/IEC 17025 innebär även att laboratoriet följer principerna för ledningssystem i ISO 9001.

Ackrediterade organ som utför kalibreringstjänster säkerställer att de uppfyller alla nödvändiga standarder samt lagstadgade krav och sektorskriterier när det gäller:
- teknisk kompetens, professionalitet och integritet
- riskhantering
- lämplig personal och utrustning
- rutiner för klagomål och överklaganden
- förmåga att konkurrera internationellt i enlighet med European Co-operation for accreditation's multilaterala avtal



Anders Johnsson
anders.johnsson@nordicbiolabs.se
073 461 50 66



Elna Follin
elna.follin@nordicbiolabs.se
070 467 98 51



Marit Hoppe
marit.hoppe@nordicbiolabs.se
070 942 86 48



Mehdi Tajhizi
mehdi.tajhizi@nordicbiolabs.se
070 023 49 92

nordic biolabs
www.nordicbiolabs.se

Nordic Biolabs AB, Box 7293, 187 14 Täby,
Tel vxl 08-630 85 00, Fax 08-630 09 05, info@nordicbiolabs.se