NORDIC BIOLABS PRESENTERAR

Produkter för industri och renrum

1/2022

Vi har ett brett sortiment av högkvalitativa produkter och tjänster för renrum

- Kläder
- Desinfektionsmedel
- Torkdukar, svabbar, moppar
- Klibbmattor, tejp
- Plattor för hygienkontroll
- Kundanpassad specialproduktion av sterila engångsprodukter



Vi välkomnar också Protect 2 Clean en ny leverantör av förbrukningsprodukter för renrum

PROTECT 2CLEAN

nordic biolabs

www.nordicbiolabs.se info@nordicbiolabs.se ordertel 08-630 85 10



Högkvalitativa agarplattor och kulturmedier från PMM för hygienkontroll i renrum (klass A och B samt i isolatorer)

I sortimentet finns trippelpackade (med väte-peroxid ogenomträngligt folie) och gammastrålade plattor samt enkelpackade plattor. Samtliga plattor har låsbara lock och levereras i en termoför-packning.



Agarplattor för hygienkontroll i renrum

- Trippelpackad och strålade (gamma)
- H^2O^2 ogenomtränglig folie
- Förvaring i rumstemperatur: 15-25°C
- Låsbara lock (Click & Safe)
- Neutralisatorer: LTHT
  (L = lecitin/T = interpolering/H = histidin/T = Na-tiosulfat)
- Lång hållbarhetstid
- Temperaturkontrollerad leverans på begäran
- Långa inkubationer möjliga
- Unik identifiering av varje platta genom etikett med streckkod
- Kontaktplattor och 90mm nedfallsplattor

Agarplattor för hygienkontroll samt Selektiva kulturmedier

- Förvaring i rumstemperatur: 15-25°C
- Låsbara lock (Click & Safe)
- Neutralisatorer: LTH (L = lecitin/T = interpolering/H = histidin)
- Lång hållbarhetstid
- Temperaturkontrollerad leverans på begäran
- Långa inkubationer möjliga
- Unik identifiering av varje platta genom etikett med streckkod
- Kontaktplattor och 90mm nedfallsplattor



Kulturmedia i flaskor

- Indikatoretiketter för säker autoklavering
- Unik identifiering av varje flaska genom etikett med streckkod
- Volymer:
  - Infusionsflaska med flipkork: 100ml 250ml 500ml 1000ml
  - Flaska med skruvkork: 200ml 500ml 1000ml

Teknisk Sprit

För beställning krävs tillstånd från Skatteverket.

			
A-sprit 99,5%	F-sprit 95%	U-sprit 70%	S-sprit 99,5%
Absolut finsprit • Fermenterad alkohol som rektifierats och absoluterats till hög renhet • Uppfyller de flesta farmakopéers krav och används till läkemedel, livsmedel, kosmetika, för laboratorieändamål • 1000 ml och 5000 ml	Finsprit • Fermenterad etanol som rektifierats till hög renhet • Uppfyller de flesta farmakkopéers krav och används till läkemedel, livsmedel, kosmetika, för laboratorieändamål • 1000 ml och 5000 ml	Utspädd sprit • Utspädd fermenterad etanol är spädd med aqua purificata (avjoniserat och sterilfiltrerat vatten) • För rengöring och lösningar inom farmaci, tandvård samt hälso & sjukvård • 1000 ml, 1000 ml spray och 5000 ml	Spektrografsprit • Syntetisk rektifierad sam absoluterad etanol som når spektrografisk renhet (Pa-kvalitet) • För alla sammanhang där professionell analyskvalitet behövs • 1000 ml
Artikelnummer			
101100 - 1000 ml 103062 - 5000 ml	101101 - 1000 ml 103063 - 5000 ml	101103 - 1000 ml 101104 - 1000 ml spray 103196 - 5000 ml	101105 - 1000 ml

Skrivare, mjukvara, etiketter och chassin

Hållbara etiketter för labb

Från Brady erbjuder vi etiketter i en mängd olika material, former, storlekar och motståndskraft.
I sortimentet återfinns bland annat etiketter gjorda för renrum och som kan motstå extrema temperaturer (-196°C - 121°C) och tuffa kemikalier (t.ex. Xylen, DMSO och etanol). Brady har också en chassi-lösning för etikettskrivare i renrum.

- Frysmiljö (-80°C)
- Flytande kvävemiljö (-196°C)
- Autoklavmiljö (+121°C)
- Varmvattenbad (100°C)
- Kemikalier och lösningsmedel (Xylen, DMSO och etanol)


Conical, Tube and Vial


Bottle Tamper Seal


Vial Top



General Lab ID


Centrifuge and Microcentrifuge


Slide


Tissue Cassette


Straw and Rod


Glassware and Container



Well Plate


Sterilisation

Skrivare


Mobila och stationära etikettskrivare samt mjukvara för att ta fram etiketter utifrån varje labbs specifika behov.











Standardchassin

Chassin för renrumsmiljö

Chassin för skrivare

Skyddande chassi att användas med skrivare i7100. Etiketter matas ut från öppningen på skrivarens framsida. Fläkten, med filter, skapar ett övertryck och förhindrar damm från att komma in i chassit. En renrumsversion med vakuumanslutning finns tillgänglig på begäran. Kontakta oss så berättar vi mer.



Absorberande mattor i ark och rullar



Absorberande ormar



Absorberande kuddar



Spillkit



Spillförvaring och -uppsamling

Absorbenter och produkter för spillkontroll

Ark:
Färdigutskurna ark är kostnadseffektiva och lämpliga för att torka eller fånga upp droppar. Versioner med minimal luddning finns tillgängliga, och det finns tre kategorier att välja på: tjocka, medium eller tunna beroende på vilka spillvolymer som ska tas bort.

Rullar:
Ark finns också i kontinuerliga rullar för snabb täckning av större ytor och för att absorbera spill, läckor och droppar som redan har spridits ut.

Ormar:
Absorberande ormar är tillförlitliga, flexibla rör som samlar upp och absorberar vätskor. Ormar kan svepas runt hörn och anpassar sig till ojämna ytor för att suga upp spill och läckage, vilket förhindrar vätskor att rinna till andra områden. Ormar används primärt som proaktiva verktyg men är också tillräckligt flexibla för att skapa en liten damm för att begränsa spridningen av spill som redan har skett.

Kuddar:
Absorberande kuddar är idealiska för användning under maskiner som har en tendens att droppa eller läcka. Kuddar är enkla att hantera och kan suga upp olja och vattenbaserade vätskor i svåråtkomliga områden inklusive sumpar, avrinnings-områden och utomhusdammar.

Granulat:
De små, lösa partiklarna i ett granulatabsorptionsmedel gör det idealiskt för tillämpningar där ett ark eller en rulle inte passar. Granulat-absorptionsmedlet absorberar vätskor från sprickor och springor i en mängd olika ytor.



Högsta standard för sanitet i alla renrumsmiljöer

AGMAs sortiment av sterila och 0,2 mikron filtrerade samt icke-sterila lösningar säkerställer högsta standard för sanitet i alla renrumsmiljöer. Alla produkter tillverkas i enlighet med GMP och AGMA granskas internt och externt med jämna mellanrum av representanter från bland annat läkemedelsindustrin. Med AGMAs nedan listade fyra produktertyper kan ni tillgodose era rengörings- och desinfektionsbehov.

- **Neutralt tvättmedel – Effektiv rengöring före desinfektion**
- **Desinfektionsmedel – IPA och denaturerad etanol**
- **Sporicid – Zinedine**
- **High Purity Water – WFI för sköljning**

Alla produkter är tillgängliga med följande dokumentation (där det krävs) för att erbjuda fullständig spårbarhet:

- Certificate of Analysis
- Irradiation Certificate (för sterila produkter)
- Technical Specification
- Product Safety Datasheet
- Micro Data (där så är tillämpligt och vid begäran)
- Sterility & Endotoxin Testing (mot en avgift)



VISU, helhetsleverantör av labb-inredning

VISU tillverkar moderna och högkvalitativa laboratorieinredningar, skyddsventilation som dragskåp, kemikalie- och säkerhetsskåp, hyllor, bänkar och ergonomiska arbetsstolar. VISU erbjuder både standardproduktsortiment och möjlighet att skräddarsy inredning efter önskemål. Vilket garanterar, den för labbet, bästa lösningen gällande material, design, funktionalitet, pris eller leveranstider.

VISU är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001. VISU satsar på ständig produktutveckling tillsammans med laboratorieanvändarna för att uppfylla kraven som ställs. Kunderna återfinns främst inom forskning, universitet, sjukhus, industri, skolor och diagnostik. Familjeföretaget VISU har tillverkat laboratoriemöbler sedan 1930-talet och är marknadsledande i Finland.

Information om VISUs tjänster med fokus på helhetslösningen
Att uppdatera ett befintligt laboratorium eller inreda kan vara komplicerat. Frågorna kan vara många gällande lämpliga material, utformning, funktionalitet, säkerhet, miljöpåverkan, hållbarhet och hygienikrav. VISU har kompetens för stora projekt likväl som för enstaka inköp.

VISUs helhetslösning för laboratorier innebär

- kundsamtal och behovsanalys
- planering och ritning
- brett och modifierbart produktsortiment,
- produktion i egen fabrik
- leveranstjänst och
- Installation vid behov

VISU håller leveranskedjan så kort som möjligt och ansvarar för hela kedjan.
Utgångspunkten är alltid kundens behov och projekten planeras individuellt. Det finns en bra lösning för alla.

VISU



Behöver dina pipetter eller RCS kalibreras eller servas?

Pipettdoktorn kalibrerar och servar alla märken och volymer.

För pipetter gäller:

- 10 mätningar vid min- och maxvolym för bättre kvalitet och noggrannhet (=10.2).
- I multikanalspipetter testas samtliga kanaler.
- Service ingår i priset, exklusive reservdelar.

Kontakta oss gärna för mer information - 08 630 85 05, pipett@nordicbiolabs.se
Eller besök vår hemsida - www.nordicbiolabs.se / Pipettdoktorn.

Pipettdoktorn är nu ISO 17025 certifierat

ISO/IEC 17025 är en internationellt erkänd standard. Ackrediteringen innebär att laboratoriet godkänts av en oberoende part (Swedac) och garanterar att kalibreringarna utförs på ett tillförlitligt, kompetent, konsekvent och opartiskt sätt och med rätt noggrannhet.

Ackred. nr. 10489
Kalibrering
ISO/IEC 17025

Ackreditering av ett kalibreringslaboratorium innebär att

- kalibreringsresultaten är metrologiskt spårbara
- utförande och dokumentation är spårbara
- mätningarna utförs enligt validerade procedurer
- standarder och mätinstrument är tillförlitliga

Ackreditering enligt ISO/IEC 17025 innebär även att laboratoriet följer principerna för ledningssystem i ISO 9001.

Ackrediterade organ som utför kalibreringstjänster säkerställer att de uppfyller alla nödvändiga standarder samt lagstadgade krav och sektorskriterier när det gäller:

- teknisk kompetens, professionalitet och integritet
- riskhantering
- lämplig personal och utrustning
- rutiner för klagomål och överklaganden
- förmåga att konkurrera internationellt i enlighet med European Co-operation for accreditation's multilaterala avtal



Kontakt
Hajer Alm
hajer.alm@nordicbiolabs.se
070 379 35 80

nordic biolabs
www.nordicbiolabs.se

Nordic Biolabs AB, Box 7293, 187 14 Täby,
Tel vxl 08-630 85 00, Fax 08-630 09 05, info@nordicbiolabs.se