NORDIC BIOLABS PRESENTERAR

Produkter för provtagning och diagnostik

VC 1/2022



nordic biolabs

www.nordicbiolabs.se info@nordicbiolabs.se ordertel 08-630 85 10

Nordic Biolabs AB

Adress Box 7293, 187 14 Täby
Besöksadress Ritarslingan 16, 187 66 Täby
Telefon vxl 08 630 85 00
E-post info@nordicbiolabs.se
Hemsida www.nordicbiolabs.se



Det är enkelt att lägga en order i vår webshop. Med inloggning syns dessutom eventuella avtalspriser. Det går också bra att kontakta vår kundservice-avdelning via telefon eller e-post. Varmt välkommen! Vi hjälper dig gärna.

Kundservice öppettider
Måndag - fredag 08.00-16.30 (sommartid 16.00).

Telefon 08 630 85 10
E-post info@nordicbiolabs.se
E-mail reklamationer complaints@nordicbiolabs.se



Marit Hoppe
Mellersta Sverige
marit.hoppe@nordicbiolabs.se
070 942 86 48



Mehdi Tajhizi
Stockholm och norra Sverige
mehdi.tajhizi@nordicbiolabs.se
070 023 49 92



Elna Follin
Södra och mellersta Sverige
elna.follin@nordicbiolabs.se
070 467 98 51

Blixtlåspåsar med skrivfält

Påsarna är tillverkade av miljövänlig polyeten och försedda med blixtlås.

Påsarna är 0,050 mm tjock.

I sortimentet finns även andra storlekar och påsar utan skrivfält.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer.



Art nr	Beskrivning	Antal/fp
270060	Blixtpåsar 70 x 100 mm med skrivfält	1000st
270064	Blixtpåsar 100 x 150 mm med skrivfält	1000st
270068	Blixtpåsar 120 x 180 mm med skrivfält	1000st
270076	Blixtpåsar 150 x 250 mm med skrivfält	1000st
270075	Blixtpåsar 170 x 230 mm med skrivfält	1000st



HÅLLBART OCH SMART!

Byt klädsel på din gamla provtagningsstol!

Kontakta oss för fler färger, olika förslag på klädsel (galon) samt pris.



Svensktillverkad provtagningsstol

Provtagningsstolen är liten, nätt och ergonomiskt utformad. Höjden regleras elektroniskt, även det fällbara ryggstödet och bendelen går synkroniserat. Stolens fjäderbelastade kulledsarmstöd kan lätt finjusteras. Med tillvalet rotation, underlättas personalens arbete då sidbyte inte behövs vid provtagning i bägge armar. Vid fällning till chockläge fälls ryggstöd och bendel synkroniserat via motor, detta regleras med integrerade fotpedaler på bägge sidor.

- Justerbar kudde
- Hjul och justerbara tassar
- Patientvikt 160 kg (lyft)
- Handtag som underlättar i- och urstigning

VEGORIA

Förbättrad provtagning med flockade pinnar





Copans patenterade flockade formgjutna provpinnar har en topp/svabb med storlek och form anpassad efter vilken typ av prov som ska tas. Applikatortoppen/svabben är belagd med korta Nylon® fibrer. Processen kallas flockning och skapar ett mycket absorberande tunt skikt med en öppen struktur.

Kapillärkraften mellan fibertrådarna möjliggör en stark hydrofil upptagning av det vätskeformiga provet och provet håller sig nära ytan vilket gör att det lättare elueras i vätskan.

Copans flockade provpinnar är mångsidiga och perfekta för bakteriologiska prover, virologi, ”DFA testing”, ”Rapid Direct Testing”, EIA, PCR/ molekylärbaserade analyser, samt för rättsmedicinska tillämpningar.

FLOQSwab för självtest av HPV

Flockad pinne (swab) i rör, rekommenderas bland annat för självprovtagning av HPV. Ger lika säkert resultat som traditionell provtagning



- Pinnen har en mjuk spets, ergonomisk axel samt längdinsättningsmärke för betydligt förbättrad provupplevelse
- Kostnadseffektiv transport utan några vätskerelaterade säkerhetsproblem
- Streckkoden på röret är flyttbar.

Copan innovating together

Floq family


Erbjudandena i utskicket är giltiga t o m 2022-06-30 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs. Moms och frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.


UTM® - för insamling, transport och förvaring av virus

- UTM®, Universal Transport Medium™ är ett transport-medium för virus som är stabilt i rumstemperatur och kan förvaras fryst under lång tid.
- Kompatibel med virusstammar såsom influensa H1N1, Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma och Covid-19.
- UTM® har använts framgångsrikt för antigentester, DFA, odling och för molekylärbaserade analyser.



UTM®





UTM-rör

SalivaPOD - Förenklar salivprovtagning för patienter och analyslabbet

- SalivaPOD, 1 ml salivkit, är försedd med QR kod som enkelt avläses med hjälp av en app innehållande enkla användningsinstruktioner på svenska. Labbet får enkelt tillgång till patientinformation. QR koderna kan integreras med befintligt LIMS system.
- SalivaPod är kompatibel med UTM (Universal Transport Medium) från Copan Italia. Det ges därmed möjlighet att kombinera salivprovtagning med svalg/näsa eller nasopharynx-provtagning.
- Det insamlade salivprovet i kombination med UTM kan analyseras med flertalet PCR instrument, t ex Roche Diagnostica, KingFischer och Abbott.



ConceptoMed

Provtagningspinnar med transportrör

Tar det tid att kontrollera era substrat och medier?
Vi har ett stort urval av standardiserade lösningar och buljonger för mikrobiologisk provtagning.

- Lång hållbarhet och stabilitet vid rumstemperatur
- Standardiserat format på skruvkorken
- Enkel att använda, kräver ingen förbehandling



eSWAB
Multipurpose Collection and Transport System, Maintains Viability of Aerobes, Anaerobes and Fastidious Bacteria, Preserves Nucleic Acids and Antigens



UTM
For Collection, Transport, Maintenance and Long Term Freeze Storage of Virus. *Chlamydia* , Mycoplasma & Ureaplasma



eNat
Transport, Stabilization and Preservation for Nucleic Acids



Fecal Swab
Advanced System for Collection, Transport and Preservation of Fecal Specimens



Selenite Broth
Enrichment Medium for Isolation fo *Salmonella*



SL Solution
Convenient, Ready to Use System for Liquefying Sputum Specimens



TSB Salt Broth tryptic soy broth salt
Enrichment broth for S. aureus spp. with NaCl



CAT Broth Candida and Trichomonas
Preservation and cultivation of Thricomonas vaginalis, Candida albicans and other yeasts

Copan
innovating together

Erbjudandena i utskicket är giltiga t o m 2022-06-30 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs. Moms och frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.

UriSponge - enkelt system för insamling, transport och förvaring av urinprover



Copan UriSponge™ består av ett rör med skruvkork som innehåller en plastapplikator med två cylindriska svampar. UriSponge™ öppnar upp flera olika testmöjligheter och är kompatibel med manuell eller WASP®-automatisk utstrykning.

UriSponge-systemet förenklar hela flödet som innefattar urininsamling, transport och förvaring av urinprov från provtagnings-tillfälle till laboratoriet.

Urin appliceras direkt på provtagningspinnen och transportröret klarar av centrifugering. Provet kan förvaras i kyl eller i rums-temperatur i 48 timmar med bibehållen bakterieviabilitet för vidare odling eller extraktion av nukleinsyror.

Copan
innovating together

Kylda eller ventilerade centrifuger för små och stora laboratorier



- Centrifugerna och alla ingående komponenter tillverkas i Europa
- I sortimentet finns fler rotorer för olika typer av rör.

Några exempel på centrifuger för labb:

LISA passar de laboratorier som behöver en mindre bänkcentrifug med en kapacitet på upp till 2.5 L – den rymmer till exempel 96 rör i storleken 5-7 ml.

För större kapacitet finns **LOREENA** som rymmer 200 rör i storleken 5-7 ml.

Den blåa cylindern på sidan innehåller alla elektriska komponenter vilket underlättar vid behov av service. Hela cylindern byts enkelt ut och centrifugen är redo att användas igen. Givetvis felsöks, åtdärdas och återanvänds cylindern av AFI.

Smarta funktioner som underlättar din labvardag:

- **Centrifugens lock är utformat för att eliminera klämskador,**
- **Byte av rotor är extremt enkelt tack vare en vrid-och-klick funktion sk ”ClickSpin”**



AFI Groups

Smart minicentrifug och vortex i ett



Combi-Spin, Mini-Centrifug/Vortex FVL-2400N är avsedd för hantering av mikrorör, typiskt mellan 0,2mL – 2mL.

Rören kan vortexas i den vita koppen i mitten av locket och centrifugeras därefter i samma enhet.
Upp till 2800 rpm (upp till 500G).

Art nr	Beskrivning	Listpris SEK	Just nu! SEK
BS-010202-AAA	FVL-2400N Combi-Spin, Mini-Centrifug/Vortex	4 244	3 610

Vortex



V-1 plus personal vortex är ett perfekt instrument för både skonsam mixning och mer kraftfull resuspendering av celler och biologiska/ kemiska lösningar.

Mixar 1 provrör åt gången, 1,5 – 50 ml.
Två olika inställningar:
1. kontinuerlig drift
2. Impulsdrift aktiverad genom att trycka ned röret mot plattformen

Art nr	Beskrivning	Listpris SEK	Just nu! SEK
BS-010203-AAG	V1-Plus Personal Vortex	2 220	1 890

Vagga för provrör och påsar



Mini Rocker–Shaker MR-1 ger kontrollerad, skonsam, reciprok vaggning med 7° lutning och en frekvens mellan 5 och 30 oscilleringar/ minut. Idealisk för blodrör, trombocytpåsar, diverse provrör och inte minst avfärgning av geler efter elektrofores (Northern, Southern och Western blot), max last 1kg. Kan placeras i kylrum eller inkubator. Drifttemperatur +4°C till +40°C.



Med den direkta drivmekanismen och borstlösa motorn får ni tidsinställd vaggning upp till sju dagar (168h) alternativt säker, non-stop drift i upp till 2 år.

Vaggans plattform är försedd med en halkfri, temperaturresistent silikonmatta som stabiliserar provet. En pigg-försedd PDM-matta finns som tillval för bättre förankring av prover i olika format.

biosan
Medical–Biological
Research & Technologies

Art nr	Beskrivning	Listpris SEK	Just nu! SEK
BS-010152-AAG	MR-1, standard platform	5 100	4 335
Tillval			
PDM	Pigg-försedd PDM-matta	334	285

Erbjudandena i utskicket är giltiga t o m 2022-06-30 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs. Moms och frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.

NY LEVERANTÖR - BRADY

Etiketter, skrivare och mjukvara

Hållbara etiketter för labb

Från Brady erbjuder vi etiketter i en mängd olika material, former, storlekar och motståndskraft.
I sortimentet återfinns bland annat etiketter gjorda för att motstå extrema temperaturer och tuffa kemikalier, listade nedan;

- Frysmiljö (-80°C)
- Flytande kvävemiljö (-196°C)
- Autoklavmiljö (+121°C)
- Varmvattenbad (100°C)
- Kemikalier och lösningsmedel (Xylen, DMSO och etanol)


Conical, Tube and Vial


Bottle Tamper Seal


Vial Top



General Lab ID


Centrifuge and Microcentrifuge


Slide


Tissue Cassette


Straw and Rod


Glassware and Container


Well Plate


Sterilisation

Skrivare


Mobila och stationära etikettskrivare samt mjukvara för att ta fram etiketter utifrån varje labbs specifika behov.



Läkemedels- och vaccinkylar

Labcold Pharmacy-serie med IntelliCold®-processorn har designats och utvecklats för att förvara vacciner och läkemedel enligt gällande medicinska krav och normer beträffande säkerhet och spårbarhet.

- Automatisk kontroll och registrering av temperaturen och övriga kylfunktioner
- Flertal larmfunktioner, vid driftstörningar och avvikelser
- Back-upp ackumulator säkrar kontinuerlig loggning och larmfunktioner även vid strömavbrott
- Log-värden exporteras grafiskt och i tabellform genom anslutning av minneskort
- Uttag för fjärrlarm, kan även beställas med access-port för externa larmsystem
- Alla enheter försedda med lås och nycklar, alternativt med digitalt lås (DigLock)
- Levereras med glasdörr eller solid dörr.



Modell-1519, 404 liter –
full höjd, 6 flyttbara hyllor

BxDxH 600x700x1875mm

RLDG1519 Glasdörr, lås och nycklar
NU! 28 200 SEK
(ord pris 35 200 SEK)

RLDG1519DIGLOCK, Glasdörr, digitalt lås
NU! 30 500 SEK
(ord pris 38 100 SEK)

RLDF1519, Solid dörr, lås och nycklar
NU! 26 100 SEK
(ord pris 32 600 SEK)

RLDF1519DIGLOCK, Solid dörr, digitalt lås
NU! 28 400 SEK
(ord pris 35 500 SEK)

LABCOLD

Erbjudandena i utskicket är giltiga t o m 2022-06-30 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs. Moms och frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.



Modell-0519, 150 liter – under bänk, 3 flyttbara hyllor

BxDxH 600x600x835mm

RLDG0519, Glasdörr, lås och nycklar
NU! 13 900 SEK
(ord pris 17 300 SEK)

RLDG0519DIGLOCK, Glasdörr, digitalt lås
NU! 16 200 SEK
(ord pris 20 200 SEK)

RLDF0519, Solid dörr, lås och nycklar
NU! 11 000 SEK
(ord pris 13 700 SEK)

RLDF0519DIGLOCK, Solid dörr, digitalt lås
NU! 13 300 SEK
(ord pris 16 600 SEK)

Modell-0219, 66 liter – bänkplacerad, 3 flyttbara hyllor

BxDxH 450x510x735mm

RLDG0219, Glasdörr, lås och nycklar
NU! 10 100 SEK
(ord pris 12 600 SEK)

RLDG0219DIGLOCK, Glasdörr, digitalt lås
NU! 12 400 SEK
(ord pris 15 500 SEK)

RLDF0219, Solid dörr, lås och nycklar
NU! 8 200 SEK
(ord pris 10 200 SEK)

RLDF0219DIGLOCK, Solid dörr, digitalt lås
NU! 10 600 SEK
(ord pris 13 200 SEK)



LABCOLD



Modell-0119, 36 liter – bänkplacerad, 2 flyttbara hyllor

BxDxH 450x510x540mm

RLDG0119, Glasdörr, lås och nycklar
NU! 8 800 SEK
(ord pris 11 000 SEK)

RLDG0119DIGLOCK, Glasdörr, digitalt lås
NU! 11 200 SEK
(ord pris 14 000 SEK)

RLDF0119, Solid dörr, lås och nycklar
NU! 7 000 SEK
(ord pris 8 650 SEK)

RLDF0119DIGLOCK, Solid dörr, digitalt lås
NU! 9 300 SEK
(ord pris 11 600 SEK)


LABCOLD

ULT frysar -80°C – För förvaring av vaccin, DNA, RNA



Vi erbjuder ULT-frysar från Nordic Lab och NuAire, från 100 liter till 828 liter - https://www.nordicbiolabs.se/nordic-biolabs-ab/kyl-frys-och-forvaring







Vi har även frysrack i sortimentet –
Kontakta oss gärna för mer information

Erbjudandena i utskicket är giltiga t o m 2022-06-30 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs. Moms och frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.

För vacciner, på arbetsbänken - 10-16h kontrollerad kyla

Biocision CoolBox XT/2XT Ice-free Cooling System håller kyla eller frystemperatur under provtagning, transport eller arbete på labbänken.



Praktiska metall-rack för bl.a. blodrör överför snabbt och effektivt den låga temperaturen från kyl- eller fryskärnan därunder. Den omgivande, termiskt isolerande lådan av poröst lättvikts-material är även ett perfekt stötdämpande skydd för provet. Kylkärnan håller 0-4°C under 16h med stängt eller 10h med öppet lock. Undvik förväxling, färgkoda ditt arbete.

Mer information och fler bilder på systemen finns på vår hemsida: www.nordicbiolabs.se / webshop / kyl-frys-och-forvaring / isfri-kyl-fryshallning.

biocision

Teknisk Sprit

För beställning krävs tillstånd från Skatteverket.

KiiLTO

			
A-sprit 99,5%	F-sprit 95%	U-sprit 70%	S-sprit 99,5%
Absolut finsprit • Fermenterad alkohol som rektifierats och absoluterats till hög renhet • Uppfyller de flesta farmakopéers krav och används till läkemedel, livsmedel, kosmetika, för laboratorieändamål • 1000 ml och 5000 ml	Finsprit • Fermenterad etanol som rektifierats till hög renhet • Uppfyller de flesta farmakkopéers krav och används till läkemedel, livsmedel, kosmetika, för laboratorieändamål • 1000 ml och 5000 ml	Utspädd sprit • Utspädd fermenterad etanol är spädd med aqua purificata (avjoniserat och sterilfiltrerat vatten) • För rengöring och lösningar inom farmaci, tandvård samt hälso & sjukvård • 1000 ml, 1000 ml spray och 5000 ml	Spektrografsprit • Syntetisk rektifierad sam absoluterad etanol som når spektrografisk renhet (Pa-kvalitet) • För alla sammanhang där professionell analyskvalitet behövs • 1000 ml
Artikelnummer			
101100 - 1000 ml 103062 - 5000 ml	101101 - 1000 ml 103063 - 5000 ml	101103 - 1000 ml 101104 - 1000 ml spray 103196 - 5000 ml	101105 - 1000 ml

Effektiv dekontaminering av luft på mottagningar

Luftrenarna UVR-M och UVR-Mi recirkulerar och dekontaminerar luften i laboratorier, väntrum på sjukvårdsavdelningar och operationsrum genom UV-strålning. Samtidigt skyddas omgivningen från att utsättas för direkt bestrålning med UV-ljus.



Kan monteras på vägg eller på en hjulförsedd tripod. Kapacitet 14m^3/h.

UVR-Mi är enheten med den högsta kapaciteten, försedd med två UV-rör. Den kan ställas på tidsbegränsad eller kontinuerlig drift. Indikatorn anger UV-lampans aktiva tid i timmar.

Den enklare **UVR-M** har endast ett UV-rör. Driften sköts med en enkel på/av knapp.

biosan
Medical–Biological Research & Technologies

Art nr	Beskrivning	Listpris SEK	Just nu! SEK
BS-040110-AAA	UVR-Mi UV-air flow Cleaner-recirculator	7 744	6 580
BS-040105-AAA	UVR-M UV-air flow Cleaner-recirculator	4 744	4 030




Orolig för luftburet virus?


Behovet av att övervaka den luftburna virusbelastningen i kritiska områden är viktigare än någonsin och kan användas som ett tidigt varningssystem för spridningen av pandemin. Autoklaverbar upp till 121°C.

Med hjälp av den bärbara luftprovtagaren MD8 AirPort kan luften i alla områden med hög risk för kontaminering av Coronavirus eller andra virus mätas och analyseras. Efter provtagning kan membranfiltret helt enkelt lösas upp i minimala volymer vatten eller buffert. Detta hjälper provberedning av RNA för snabb testning med metoder som PCR.

SARTORIUS

Erbjudandena i utskicket är giltiga t o m 2022-06-30 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs. Moms och frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.





Vi har antikroppstester i lager

Testet från Biomaxima är 1 av 9 som påvisat acceptabelt tillförlitliga resultat av 31 testade i studie genomförd av norska Noklus. Studien finns att läsa under produkten i vår webshop, sök med fördel produkten med artikelnumret - 1-360-K025.

2019-nCoV IgG / IgM Rapid Test Cassette ger en kvalitativ detektion av IgG och IgM-antikroppar mot 2019-nCoV i humant helblod, serum eller plasmaprov.

- Resultat på 10 minuter
- Enkelt att uföra, ingen kringutrustning krävs

BIOMAXIMA



SARS-CoV-2 Antigen snabbtest

SARS-CoV-2 Antigen snabbtest är ett kromatografiskt, immunologiskt snabbtest för den kvalitativa detektionen av SARS-CoV-2 antigenets förekomst i humana nasala, nasofaryngeala eller orofaryngeala svabb-prover.



Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card kit

1 200 SEK/fp

Fp strl: 20 Rxn

Art nr: 07AG6020B

Lättanvänt: Enkel provtagning av nasala, nasofaryngeala eller orofaryngeala svabb-prover.
Snabbt och bekvämt: Resultat på 15 minuter. Kräver inga instrument.
Utmärkta prestanda: Specificitet 99.07%, Sensitivitet 96.49%, Noggrannhet 98.62%.

Produkten är CE-IVD märkt för professionell användning och uppfyller det europeiska in vitro-diagnostikdirektivet (98/79/EC).

MP



Behöver dina pipetter kalibreras eller servas?

Pipettdoktorn på Nordic Biolabs kalibrerar och servar alla märken och volymer.

- 10 mätningar vid min- och maxvolym för bättre kvalitet och noggrannhet (=10.2).
- I multikanalspipetter testas samtliga kanaler.
- Service ingår i priset, exklusive reservdelar.

Kontakta oss gärna för mer information
08 630 85 05, pipett@nordicbiolabs.se
Eller besök vår hemsida -
www.nordicbiolabs.se / Pipettdoktorn.

Pipettdoktorn Täby är nu ISO 17025 certifierat

ISO/IEC 17025 är en internationellt erkänd standard. Ackrediteringen innebär att laboratoriet godkänts av en oberoende part (Swedac) och garanterar att kalibreringarna utförs på ett tillförlitligt, kompetent, konsekvent och opartiskt sätt och med rätt noggrannhet.

Ackred. nr. 10489
Kalibrering
ISO/IEC 17025

Ackreditering av ett kalibreringslaboratorium innebär att
- kalibreringsresultaten är metrologiskt spårbara
- utförande och dokumentation är spårbara
- mätningarna utförs enligt validerade procedurer
- standarder och mätinstrument är tillförlitliga

Ackrediterade organ som utför kalibreringstjänster säkerställer att de uppfyller alla nödvändiga standarder samt lagstadgade krav och sektorskriterier när det gäller:
- teknisk kompetens, professionalitet och integritet
- riskhantering
- lämplig personal och utrustning
- rutiner för klagomål och överklaganden
- förmåga att konkurrera internationellt i enlighet med European Co-operation for accreditation's multilaterala avtal

Ackreditering enligt ISO/IEC 17025 innebär även att laboratoriet följer principerna för ledningssystem i ISO 9001.

Erbjudandena i utskicket är giltiga t o m 2022-06-30 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs. Moms och frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.

nordic biolabs
www.nordicbiolabs.se

Nordic Biolabs AB, Box 7293, 187 14 Täby,
Tel vxl 08-630 85 00, Fax 08-630 09 05, info@nordicbiolabs.se